



**Asept InMed**

Essentiellement simple... et tout simplement Essentiel

9, avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives - France  
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

## Fiche technique

### White – Star sténose®

Endoprothèse urétérale

#### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

**Code CLADIMED :** G53AA02

**Code LPPR\* (Ex TIPS) si applicable :** NA

\*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1



**Classe du DM :** IIb

**Directive de l'UE applicable :** 93/42/CE

**N° Organisme notifié :** 0124

**Première mise sur le marché de l'UE :** 1997

**Fabricant :** Urotech GmbH



#### **Descriptif du dispositif :**

Tuteur : Orifices de drainage dans les crosses (6 par crosse).

Embout ouvert

Repères pour un positionnement précis

Radio opaque

Elargissement partiel (proximal, central ou distal) pour la compression des sténoses

Ces tuteurs sont indiqués pour les sténoses de l'uretère de différentes origines.

Poussoir : Longueur 40cm

Fil guide : Revêtement PTFE

**Conditionnement** : par 10 unités

#### **Références Catalogue :**

**White-Star sténose kit Tuteur pour sténose  
Elargissement partiel du corps du tuteur**

Date : 11/2016

Version : 2.00 - FT – White Star sténose

**SCANNEZ**  
POUR ACCÉDER AU  
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

## Fiche technique

### Élargissement côté vessie / proximal - embout ouvert- avec fil guide

Référence AI	Référence fournisseur	Élargissement du tuteur (FR/CH)	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Longueur fil guide (cm)	Diamètre fil guide	Embout fil guide	Rigidité fil guide
221516	TU-201226-P	12	7	26	125	0,035"	droit	standard
221517	TU-201228-P	12	7	28	125	0,035"	droit	standard
221518	TU-201230-P	12	7	30	125	0,035"	droit	standard

### Élargissement central - embout ouvert- avec fil guide

Référence AI	Référence fournisseur	Élargissement du tuteur (FR/CH)	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Longueur fil guide (cm)	Diamètre fil guide	Embout fil guide	Rigidité fil guide
221519	TU-201226-M	12	7	26	125	0,035"	droit	standard
221520	TU-201228-M	12	7	28	125	0,035"	droit	standard
221521	TU-201230-M	12	7	30	125	0,035"	droit	standard

### Élargissement côté rein / distal – embout ouvert- avec fil guide

Référence AI	Référence fournisseur	Élargissement du tuteur (FR/CH)	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Longueur fil guide (cm)	Diamètre fil guide	Embout fil guide	Rigidité fil guide
221522	TU-201226-D	12	7	26	125	0,035"	droit	standard
221523	TU-201228-D	12	7	28	125	0,035"	droit	standard
221524	TU-201230-D	12	7	30	125	0,035"	droit	standard

#### Composition du dispositif et accessoires :

##### Principaux composants et matériaux :

Élément : Stent

Matériau : Tecoflex 93A/30 Ba SO4

Élément : Pousoir

Matériau : Polyamide

Élément : Fil guide

Matériau : Acier médical (inoxydable) avec un revêtement en

PTFE

#### Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

#### Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

##### Domaines :

Urologie

Endoscopie

##### Indications :

Cystoscopie

Dilatation urétérale

Drainage haut appareil urinaire

Drainage urétéral

Date : 11/2016

Version : 2.00 - FT – White Star sténose

**SCANNEZ**  
 POUR ACCÉDER AU  
 CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)

## Fiche technique

### 2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

### 3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

#### Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

#### Précautions particulières :

Vérifier l'intégrité de l'emballage.

#### Durée de validité du produit :

5 ans.

### 4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

#### PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

#### CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – [agilbert@aseptinmed.fr](mailto:agilbert@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

