

Fiche Technique

Dilatateur Renodrain

Set Néphrostomie avec sonde

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G52DA01

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0124

Première mise sur le marché de l'UE : 1998

Fabricant : UROTECH

Descriptif du dispositif :

Dilatateur simple ou avec gaine pelable permettant de placer ou de changer un cathéter de néphrostomie ou un cathéter sus-pubien.

Références Catalogue :

DILATATEUR SIMPLE

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Diam max du fil guide
221797	RE-440618	6	18	0,038"
221798	RE-440718	7	18	0,038"
221799	RE-440818	8	18	0,038"
221800	RE-440918	9	18	0,038"
221801	RE-441018	10	18	0,038"
221802	RE-441218	12	18	0,038"
221803	RE-441418	14	18	0,038"
221804	RE-441618	16	18	0,038"
221805	RE-441818	18	18	0,038"



dilatateur

Fiche Technique

KIT DE DILATATION

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Diam max du fil guide
221806	RE-440525	08/10/12/14/16	18	0,038"
221807	RE-440526*	08/10/12/14/16	18	0,038"
221808	RE-440626*	12/14/16/18	18	0,038"

* : gaine pelable sur le plus gros dilateur

DILATEUR AVEC GAINÉ PELABLE SEUL

Référence ASI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Diam max du fil guide
221811	RE-440802	8	18	0,038"
221812	RE-440902	9	18	0,038"
221813	RE-441002	10	18	0,038"
221814	RE-441202	12	18	0,038"
221815	RE-441402	14	18	0,038"
221816	RE-441602	16	18	0,038"
221817	RE-441802	18	18	0,038"



dilatateur avec fourreau fendu

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Dilatateur Matériau : FEP (Ethylène Propylène Fluoré) et 8% BaSO₄ (Sulfate de Baryum)

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Chirurgie

Indications :

Cathétérisme sus pubien

Néphrostomie percutanée

Urologie

Fiche Technique

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01