

Kit de Néphrostomie pédiatrique

Set néphrostomie avec sonde

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	Cf Tableau
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursable inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	IIb
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0124
Première mise sur le marché de l'UE :	1998
Fabricant :	Urotech GmbH

Descriptif du dispositif :

Drainage de l'urine des reins par voie antérograde à long terme.

Composition du Kit de ponction :

- 1 Sonde de néphrostomie (revêtement hydrophile) – Raccord Luer lock
- 1 aiguille de ponction en 2 parties – 20 ga – Lg 9 cm
- 1 fil guide Lunderquist
- 1 adaptateur universel
- 2 Dilatateurs
- 1 dilatateur avec gaine pelable

Composition du Kit de rechange :

- 1 Sonde de néphrostomie (revêtement hydrophile) – Raccord Luer Lock
- 1 fil guide Lunderquist
- 1 adaptateur universel
- 2 Dilatateurs
- 1 dilatateur avec gaine pelable

La sonde de néphrostomie est également vendue seule.

Indications diagnostiques

Urétéro- pyélographie antérograde

Prélèvement des tissus pour examens (histologie, cytologie, microbiologie)

Mesures urodynamiques dans l'appareil urinaire supérieur

Détermination de la fonction rénale

Indications thérapeutiques

Décompression en cas d'uropathie obstructive de l'appareil urinaire supérieur

Dérivation urinaire suite à une fistule urétérale


Administrations médicamenteuses

Etape initiale des manipulations antérogrades dans l'appareil urinaire supérieur



Références Catalogue :

Renodrain Yellow-Kit de ponction et de recharge pour néphrostomie-Technique Seldinger, revêtement PC (revêtement hydrophile), avec extrémité en J



Sonde seule – vendu par 10				
Référence ASI	Référence fournisseur	Cladimed	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)
222081	RP-410640-K	G50DA02	06	24

Kit de ponction – vendu par 5									
Référence ASI	Référence fournisseur	Cladimed	Taille (FR/CH)	Lgueur (cm)	Dilatateurs (FR/CH)	Lgueur fil guide (cm)	Diam. fil guide	Embout du fil guide (arr=1,5mm)	Rigidité du fil guide
222082	RP-400640-K	G50DB01	06	24	05/06	70	0,025"	Embout en J	rigide

Kit de recharge – vendu par 5									
Référence ASI	Référence fournisseur	Cladimed	Taille (FR/CH)	Lgueur (cm)	Dilatateurs (FR/CH)	Lgueur fil guide (cm)	Diam. fil guide	Embout du fil guide	Rigidité du fil guide
222083	RP-400642-K	G50DB02	06	24	05/06	70	0,025"	Droit	rigide



Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Sonde avec revêtement hydrophile

Elément : Raccord Luer-Lock

Elément : Robinet

Elément : Aiguille de ponction

Elément : Fil guide

Elément : Dilatateur

Elément : Gaine pelable

Elément : Adaptateur universel

Matériau : PUR (Pellethane® 2363-90AE) + revêtement Phosphorylcholine PC 1036

Matériau : POM (Polyoxyméthylène)

Matériau : Polycarbonate

Matériau : Acier inoxydable

Matériau : Acier inoxydable LubriSkin

Matériau : FEP bleu (Fluorinated ethylene propylene)

Matériau : FEP blanc (Fluorinated ethylene propylene)

Matériau : PVC

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Chirurgie

Indications :

Drainage haut appareil urinaire

Drainage des urines par stomie

Drainage des urines par voie percutanée

Drainage en néphrostomie

Néphrostomie percutanée

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

A l'abri de l'humidité et de la lumière du jour. Lieu sec et frais entre 5°C et 30°C.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Date : 10/2017

Version : 5.00 FT- Kit néphrostomie pédiatrique

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre-indications : Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

