

Fiche technique

Sonde de Foley

Sonde vésicale ballonnet / Sonde vésicale prostatique

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G51AA04

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations
remboursables inscrits sur la liste prévue à
l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0124


**Première mise sur le marché de
l'UE :** 1999

Fabricant : UROTECH

Descriptif du dispositif :

Sonde 100% silicone à ballonnet pour le sondage ou le drainage vésical.

Sonde à ballonnet 3 voies
Irrigation post-opératoire
100% Silicone, avec ballonnet externe



Référence ASI	Référence fournisseur	Taille (FR/CH)	Longueur (cm)	Ballonnet Capacité (ml)
Embout Nelaton				
221946	MA-231605	16	40	10
221947	MA-231805	18	40	10
221948	MA-241830	18	40	30
221949	MA-232005	20	40	10
221950	MA-242030	20	40	30
221951	MA-232205	22	40	10
221952	MA-242230	22	40	30
221953	MA-242430	24	40	30

Fiche technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Sonde

Matériau : Silicone

Élément : Fosset

Matériau : Polypropylène

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie

Endoscopie

Indications :

Drainage bas appareil urinaire

Drainage urinaire

Drainage vésical

Instillation vésicale

Irrigation vésicale

Irrigation bas appareil urinaire

Sondage vésical

Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01