

## PINCE A BIOPSIE - NeoBiteUro

Pince biopsie endoscopie

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G58AZ99

Code LPPR\* si applicable : NA

\*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0197

Première mise sur le marché de l'UE : Octobre 2017

Fabricant : FARTLEY

#### Descriptif du dispositif :

Pince à biopsie, usage unique, pour les biopsies du tissu muqueux par voie endoscopique.

Taille d'ouverture des mors : 3.2mm

Conditionnement : Boite de 2 unités

#### Références Catalogue :

Désignation du produit	Volume prélèvement	Réf Fournisseur	Réf ASI	Code couleur étiquette
Longueur 120 cm, Ø 1.0 mm cuillères OVALES	0.35mm <sup>3</sup>	40010191	222374	

Diamètre cathéter	Diamètre min. canal opérateur
1.0mm	1.2mm

#### Composition du dispositif et accessoires :

##### Principaux composants et matériaux :

Élément : Poignée

Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styène

Élément : Cuillères

Matériau : Acier inoxydable

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence



**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Endoscopie

Urologie

**Indications :**

Biopsie tissus mous

Endoscopie biopsie

Ureteroscopie souple

Urologie

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Oxyde éthylène

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Se référer à la notice d'utilisation.

Le canal opérateur de l'endoscope doit être au minimum d'un diamètre supérieur de 0.2mm par rapport au diamètre de l'instrument endoscopique utilisé.

**Durée de validité du produit :**

3 ans.

**4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

**Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**Contre indications :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**PIECES JOINTES :**

Notice d'utilisation.

**CONTACT :**

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – [ccavelier@aseptinmed.fr](mailto:ccavelier@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01