

Fiche Technique

Tubulure insufflation endoscope avec connexion CO2

NeoClean Cap® & NeoClean Cap® Bi

Endoscopie accessoire

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

| | |
|--|--------------|
| Code CLADIMED : | A67AA99 |
| Code LPPR* si applicable : | NA |
| *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1 | |
| Classe du DM : | Is |
| Directive de l'UE applicable : | 93/42/CE |
| N° Organisme notifié : | 0197 |
| Première mise sur le marché de l'UE : | Octobre 2017 |
| Fabricant : | FARTLEY |



Réf 222269

Descriptif du dispositif :

La tubulure d'insufflation CO2 pour endoscope est une alternative à la bouteille d'eau réutilisable utilisée en endoscopie digestive et peut être utilisée durant 24 heures.

Cette tubulure est destinée à être utilisée avec de l'air ou du CO2 et de l'eau stérile à un endoscope pendant les procédures endoscopiques.

Le NeoClean Cap® est utilisé pour l'insufflation et le nettoyage de la lentille.

Le NeoClean Cap® Bi, peut être utilisé à la fois sur des endoscope Fujifilm 500/600 et aussi 700.

Ces tubulures sont aussi disponibles avec une connexion CO2 longue de 1.1m ou une connexion type B air/CO2

Conditionnement : Boîte de 10 unités pour les références 222269 / 222270 / 222401 / 222404 / 222595 / 222596 / 222578 / 222665

Boîte de 15 unités pour les références 222399 / 222400 / 222402

Fiche Technique

Références Catalogue :

| Désignation | Réf fournisseur | Réf ASI | Compatibilité | Code couleur étiquette |
|--|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------|
| Tubulure insufflation CO2 endoscope – NeoClean Cap® | 41201 | 222269 | Olympus | |
| | 41202 | 222270 | Fujifilm 500/600 | |
| | 40120053 | 222401 | Fujifilm Série 700 | |
| | 40120033 | 222404 | Pentax Série 90I | |
| Tubulure insufflation CO2 endoscope- NeoClean Cap® avec connexion Type B air/CO2 | 401205019 | 222665 | Pentax Série 90I | |
| Tubulure insufflation CO2 endoscope – NeoClean Cap® avec connexion CO2 longue (1.1m) | 40120028 | 222399 | Olympus | |
| | 40120029 | 222400 | Fujifilm 500/600 | |
| | 40120054 | 222402 | Fujifilm Série 700 | |
| Tubulure insufflation CO2 – NeoClean Cap® Bi avec connexion CO2 longue (1.1m) | 40120116 | 222596 | Fujifilm Séries 500/600 & 700 | |
| Tubulure insufflation CO2 – NeoClean Cap® Bi | 40120115 | 222595 | Fujifilm Séries 500/600 & 700 | |
| Tubulure insufflation et adaptateur CO2 – NeoClean Cap® Bi avec connexion CO2 longue (1.1m) | 40120110 | 222578 | Fujifilm Séries 500/600 & 700 | |

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

| | |
|----------------------|---|
| Elément : Tube | Matériau : PVC |
| Elément : Bouchon | Matériau : Polycarbonate |
| Elément : Clamp | Matériau : Polypropylène |
| Elément : Robinet | Matériau : Polycarbonate/Polyéthylène basse densité |
| Elément : Adaptateur | Matériau : Polycarbonate / Acier inoxydable |

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Digestif

Indications :

Endoscopie digestive
Irrigation
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01