

Fiche technique

Sonde gastro-jéjunale CORFLO ENFit™ pour Gastrostomie Endoscopique Percutanée CORFLO ENFit™ Nutrition entérale sonde jéjunostomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A50CA02
Code LPPR* si applicable : <small>*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1</small>	NA
Classe du DM :	IIb
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	2797
Première mise sur le marché de l'UE :	Juin 2016
Fabricant :	AVANOS

Descriptif du dispositif :

La sonde jéjunale CORFLO ENFit™ est une extension jéjunale à utiliser en association avec le Kit GPE CORFLO ENFit™, permettant une alimentation intestinale et simultanément une décompression gastrique.

Le kit contient :

- 1 sonde en Polyuréthane jaune radio-opaque de 109cm avec une graduation centimétrique
- 1 manche ajustable
- 1 Adaptateur Y
- 1 stylet avec bouchon

Conditionnement : Par 2

Fiche technique

Références Catalogue :

Désignation du produit	Diamètre CH/FR	Volume mort	Référence Fournisseur	Référence ASI	Kit GPE CORFLO ENFit™ associé	
					Diamètre CH/FR	Références Four/ASI
Sonde gastro-jéjunale CORFLO ENFit™ - Méthode « Over the Wire »	CH10	5.73 ml	51-1431	202686	CH20	50-6020E2 / 202616

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Sonde

Matériau : Polyuréthane

Élément : Connecteur de nutrition

Matériau : Copolyester

Élément : Capuchon

Matériau : Copolyester/Elastomère thermoplastique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Présence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Nutrition

Indications :

Gastrostomie

Nutrition entérale

Alimentation entérale

2 PROCEDES DE STERILISATION : Oxyde d'éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Se référer la notice d'utilisation.

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche technique

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Ne pas utiliser sur des patients présentant une sténose œsophagienne ou une hypertension portale.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

SERVICE QUALITE – qualite@aseptinmed.fr