

Fiche Technique


PINCE A BIOPSIE

Urobite®

Pince biopsie endoscopie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	G58AZ99
Code LPPR* si applicable : <small>*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1</small>	NA
Classe du DM :	Ila
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0123
Première mise sur le marché de l'UE :	10/2010
Fabricant :	ANREI



Descriptif du dispositif :

Pince à biopsie, à usage unique, indiquée pour une utilisation dans les voies urologiques et le système urinaire.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Condt
Pince à biopsie, Longueur 60cm, Ø 1.8mm	GSF-CYS-18-600	222666	1 unité

Diamètre canal opérateur : 2mm

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Mors	Matériau : Acier inoxydable
Élément : Tube	Matériau : Acier inoxydable/Polyéthylène
Élément : Poignée	Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène
Élément : Capuchon	Matériau : Polychlorur de Vynile

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Urologie

Indications :

Biopsie fissus mous
Endoscopie biopsie
Cystoscopie
Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

SERVICE QUALITE – qualite@aseptinmed.fr