


Ultra-thin™ Diamond™



Le cathéter de dilatation fabriqué à partir de Poly-Armor^{1M} assure une résistance à la perforation et à l'abrasion avec la performance d'un ballon non compliant.

Son caractère haute pression garantit une pression d'éclatement de 15 ATM avec un ballonnet de forme compacte avec extrémités distale et proximale effilées.


Guide recommandé : 0.035"

Pression maximale : 3-8 mm : 15 ATM

9-12mm : 12 ATM

Référence Longueur Utile				Diamètre ballon inflaté (mm)	Longueur ballon (cm)	Cathéter (Fr)	Introduceur recommandé (Fr)
40cm	75cm	120cm	150cm				
M001164000	M001164010	M001164020	M001164030	3	2	5.0	5
M001164040	M001164050	M001164060	M001164070	3	4	5.0	5
	M001164090	M001164100	M001164110	3	10	5.0	5
	M001164130			4	1.5	5.0	5
M001164160	M001164170	M001164180	M001164190	4	2	5.0	5
	M001164200			4	3	5.0	5
M001164220	M001164230	M001164240	M001164250	4	4	5.0	5
	M001165550	M001165560		4	6	5.0	5
	M001164290	M001164300	M001164310	4	10	5.0	5
	M001164330	M001164340		5	1.5	5.0	5
M001164360	M001164370	M001164380	M001164390	5	2	5.0	5
	M001164400	M001164410		5	3	5.0	5
M001164420	M001164430	M001164440	M001164450	5	4	5.0	5
	M001165590	M001165600		5	6	5.0	5
	M001164490	M001164500	M001164510	5	10	5.0	5
	M001164530	M001164540		6	1.5	5.0	5
M001164560	M001164570	M001164580	M001164590	6	2	5.0	5
	M001164600	M001164610		6	3	5.0	5
M001164620	M001164630	M001164640	M001164650	6	4	5.0	5
	M001165630	M001165640		6	6	5.0	5
M001164680	M001164690	M001164700	M001164710	6	10	5.0	5
		M001164740		7	1.5	5.0	6
M001164760	M001164770	M001164780	M001164790	7	2	5.0	6
	M001164800	M001164810		7	3	5.0	6
M001164820	M001164830	M001164840	M001164850	7	4	5.0	6
	M001165670	M001165680		7	6	5.8-5.0	6
M001164880	M001164890	M001164900	M001164910	7	10	5.8-5.0	6
		M001164940		8	1.5	5.8-5.0	6
M001164960	M001164970	M001164980	M001164990	8	2	5.8-5.0	6
M001165000	M001165010	M001165020	M001165030	8	3	5.8-5.0	6
	M001165050	M001165060	M001165070	8	4	5.8-5.0	6
	M001165710	M001165720		8	6	5.8	6
	M001165090	M001165100		8	8	5.8	6
M001165120	M001165130	M001165140	M001165150	9	2	5.8	7
M001165160	M001165170	M001165180	M001165190	9	4	5.8	7
	M001166510	M001166520		9	6	5.8	7
	M001165210	M001165220	M001165230	10	2	5.8	7
M001165240	M001165250	M001165260	M001165270	10	4	5.8	7
	M001166550	M001166560		10	6	5.8	7
	M001165290	M001165300		12	2	5.8	7
	M001165330	M001165340		12	4	5.8	7
	M001166590	M001166600		12	6	5.8	7

Ultra-thin™ Diamond™ Glidex™



Le cathéter à ballonnet hydrophile améliore la performance lors de l'angioplastie percutanée transluminale.

Guide recommandé : 0.035"

Pression maximale : 3-8 mm : 15 ATM

9-12mm : 12 ATM

Référence			Diamètre ballon inflaté (mm)	Ballon Longueur (cm)	Cathéter (Fr)	Introduceur Recommandé (Fr)
Longueur utile						
75cm	120cm	150cm				
M00116805I0	M00116806I0		3	2	5.0	5
M00116809I0	M00116810I0		3	4	5.0	5
M00116813I0	M00116814I0		3	10	5.0	5
M00116821I0	M00116822I0		4	2	5.0	5
M00116824I0			4	3	5.0	5
M00116827I0	M00116828I0		4	4	5.0	5
M00116833I0	M00116834I0		4	10	5.0	5
M00116841I0	M00116842I0		5	2	5.0	5
M00116844I0			5	3	5.0	5
M00116847I0	M00116848I0	M00116849I0	5	4	5.0	5
M00116853I0	M00116854I0		5	10	5.0	5
M00116861I0	M00116862I0		6	2	5.0	5
M00116864I0			6	3	5.0	5
M00116867I0	M00116868I0	M00116869I0	6	4	5.0	5
M00116873I0	M00116874I0	M00116875I0	6	10	5.0	5
M00116881I0	M00116882I0		7	2	5.0	6
M00116884I0	M00116885I0		7	3	5.0	6
M00116887I0	M00116888I0	M00116889I0	7	4	5.0	6
M00116893I0	M00116894I0	M00116895I0	7	10	5.8-5.0	6
M00116901I0	M00116902I0		8	2	5.8-5.0	6
M00116905I0	M00116906I0		8	3	5.8-5.0	6
M00116909I0	M00116910I0		8	4	5.8-5.0	6
M00116913I0	M00116914I0	M00116915I0	8	8	5.8	6
M00116917I0			9	2	5.8	7
M00116921I0			9	4	5.8	7
M00116925I0			10	2	5.8	7
M00116929I0	M00116930I0	M00116931I0	10	4	5.8	7
M00116937I0	M00116938I0		12	4	5.8	7