

**Dossier d'information EURO PHARMAT  
DISPOSITIF MEDICAL**

**Nom :** TYCO HEALTHCARE FRANCE

**Dénomination commune :** Sonde gastroduodénale à double courant à usage unique

**Nom commercial :** Sonde de Salem ARGYLE PVC

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption 5 ans. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage.
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b>Sécurité technique et/ou biologique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sans latex</li><li>- Absence de produit d'origine animale</li><li>- Usage unique</li></ul>
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</b> Prévenir le patient, lubrifier la sonde, asseoir le patient à 20°, faire déglutir le patient lors de la progression de la sonde, vérifier le positionnement, fixer la sonde. Se référer aux bonnes pratiques infirmières.
<b>6.2</b>	<b>Indications :</b> Patients nécessitant une aspiration et ou un lavage et ou une nutrition.
<b>6.3</b>	<b>Contre- indications :</b> Selon prescription médicale, malformation des narines.