

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Nom : **B.BRAUN MEDICAL**

Dénomination commune : **Ciseaux Endochirurgie Usage Unique**

Dénomination commerciale : **AdTec Single Use Monopolar**

4. Conditions de conservation et de stockage	
	Les instruments Adtec monopolaires doivent être stockés dans un endroit propre, frais et sec, sans variation de température. Durée de la validité du produit : 5 ans.
5. Sécurité d'utilisation	
5.1	<u>Sécurité technique</u> : Bien observer le mode d'emploi de l'appareil HF utilisé. Avant activation de l'appareil HF, bien vérifier que l'embout de l'instrument n'est en contact avec aucun produits ou liquides conductibles
5.2	<u>Sécurité biologique (s'il y a lieu)</u> : Néant
6. Conseils d'utilisation	
6.1	<u>Mode d'emploi</u> : Se rapporter à la notice d'utilisation en annexe.
6.2	<u>Indications</u> : Les instruments AdTec Monopolar ont été conçus pour la chirurgie endoscopique pour la section, dissection et coagulation des tissus.
6.3	<u>Précautions d'emploi</u> : Vérifier le bon réglage de l'appareil HF : la tension de sortie maximale doit être égale ou inférieure à celle indiquée pour le produit. Se référer à la notice
6.4	<u>Contre- Indications</u> : Se référer à la notice
7. Informations complémentaires sur le produit	
	<u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc.) ... :</u>
8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Etiquetage ✓ Brochure ✓ Notice d'utilisation