

## VACUETTE®

### Aiguilles VISIO PLUS

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

<b>Caractéristiques</b>	<p>L'aiguille <b>VACUETTE® VISIO PLUS</b> présente un système de contrôle optique qui permet de visualiser le trajet sanguin à la base de l'aiguille. L'extrémité perce-veine est siliconée et possède un triple biseau. L'extrémité perce-bouchon est siliconée et est composée d'un triple biseau, dans un manchon en caoutchouc synthétique à usage médical garanti <b>SANS LATEX</b>. L'aiguille présente à son embase un point d'orientation dans le prolongement du biseau. <i>Acier spécifique à usage médical.</i></p>
<b>Dimensions</b>	<p>Longueur : 25 mm / 38 mm Diamètre : 0,70 mm / 0,80 mm</p>
<b>Matériaux</b>	<p><i>Etiquette</i> : Papier <b>BLANC</b> et encre <b>NOIRE</b> ou <b>VERTE</b> en fonction du diamètre de l'aiguille. <i>Capuchon</i> : Le capuchon de l'extrémité perce bouchon est en polypropylène <b>gris</b> clair. Le capuchon de l'extrémité perce veine est en polypropylène <b>TRANSPARENT NOIR</b> OU <b>VERT</b> en fonction du diamètre de l'aiguille.</p>
<b>Normes</b>	<p>Certifié en accord avec les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485. Marquage CE.</p>
<b>Fabrication</b>	<p>Fabriquées au JAPON.</p>
<b>Stérilisation</b>	<p>Procédé de stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Aiguilles stériles : &lt; 10<sup>-6</sup> SAL (Sterility Assurance Level = niveau d'assurance de stérilité). Apyrogène et non toxique. Ne pas réutiliser - Ne pas stériliser.</p>
<b>Mode d'emploi</b>	<p>Voir la notice d'utilisation présente dans chaque carton ou sur demande.</p>
<b>Conditions de stockage</b>	<p>Température de stockage de <b>+4°C à +36°C</b>. Respecter les nomenclatures indiquées à l'extérieur du carton.</p>
<b>Marquage CE</b>	<p>Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux Classification : Class IIa, en accord avec la directive 93/42/EEC du Conseil du 14 Juin 1993 concernant les dispositifs médicaux, Annex IX, III. Classification, 2.2, rule 6 sans exception d'application.</p>
<b>Conditionnement</b>	<p>Par boîte : quantité de 100 aiguilles. Par carton : quantité de 2 000 aiguilles.</p>

## Etiquetage

	Aiguille	Boîte	Carton
Logo fabricant	X	X	X
Logo VACUETTE®	X	X	X
N° Référence	X	X	X
N° Lot		X	X
Date de fabrication		X	X
Condition de stockage		X	X
Marquage CE	X	X	X
Marquage stérilité R	X	X	X
Sigle usage unique	X	X	X
Indicateur de stérilité			X
Information de l'emballage		X	X

## Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.

## Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS

Référence	Description			Conditionnement		Péremption
	Longueur	Gauge	Couleur	Interne	Externe	
450040	38 x 0,8 mm	21G x 1½"	Verte	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450041	38 x 0,7 mm	22G x 1½"	Noire	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450042	25 x 0,8 mm	21G x 1"	Verte	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450043	25 x 0,7 mm	22G x 1"	Noire	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.