

VACUETTE®

Unités de prélèvement sécurité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Application

Les unités de prélèvement à ailettes sécurité VACUETTE® sont préconisées pour les prélèvements d'hémocultures ainsi que pour les prélèvements difficiles (exemple : enfants, personnes âgées...).

Dimensions

Longueur tubulure : 100 mm / 190 mm / 300 mm

3 diamètres d'aiguilles disponibles :

21 Gauge ou **8/10ème** (Ailettes vertes = 0,80 mm)

23 Gauge ou **6/10ème** (Ailettes bleues = 0,60 mm)

25 Gauge ou **5/10ème** (Ailettes orange = 0,50 mm)

Dimensions du corps de prélèvement :

Corps de prélèvement **Simple** : Longueur : **48 mm** / Diamètre : **19 mm**

Corps de prélèvement **Universel** : Longueur : **60 mm** / Diamètre : **40 mm**

Matériaux

Aiguille : Acier spécifique à usage médical. L'extrémité perce veine est siliconée et possède un triple biseau.

L'extrémité perce bouchon est siliconée et composée d'un triple biseau, dans un manchon en caoutchouc synthétique à usage médical garantie **SANS LATEX**. Les deux extrémités de l'aiguille sont protégées par une gaine en polymère plastique résistant.

Ailettes : Souples. Code couleur : **VERT** / **BLEU** / **ORANGE** en fonction du diamètre de l'aiguille.

Tubulure : Tubulure en PVC spécialement étudiée pour les prélèvements sanguins (matériau et diamètre), sans effet ressort. Exempte de DEHP.

Gaine protectrice : La gaine protectrice, recouvrant l'aiguille souillée après mise en sécurité, est indissociable et transparente (pour permettre une visualisation du retour veineux).

Compatibilité : Système optimisé en utilisant les corps de prélèvement VACUETTE®.

Mode d'emploi

Voir la notice d'utilisation présente dans chaque carton ou sur demande.

Stérilité

Procédé de stérilisation par l'oxyde d'éthylène.

Aiguilles stériles : < 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level = niveau d'assurance de stérilité) Apyrogène et non toxique - Ne pas stériliser.

Normes

Certifié en accord avec les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485. Marquage CE.

Fabrication

Fabriquées en Thaïlande.

Marquage CE

Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.

Classification : Class IIa, en accord avec la directive 93/42/EEC du Conseil du 14 Juin 1993 concernant les dispositifs médicaux, Annex IX, III. Classification, 2.2, rule 6 sans exception d'application.

Conditions de stockage

Température de stockage : +4°C à +36°C.

Eviter l'ensoleillement direct et une forte humidité.

Respecter les nomenclatures indiquées à l'extérieur du carton.

Conditionnement

Sous emballage plastique, transparent, à ouverture aisée. Toutes les mentions obligatoires figurent sur l'emballage (numéro de lot, date d'expiration, marquage CE, et codes UDI sur les blisters individuels).

Pour les références : **450182, 450183, 450184, 450185**

Par boîte : 24 unités

Par carton : 240 unités

Pour les références : **450085V1, 450086V1, 450087V1**

Par boîte : 35 unités

Par carton : 420 unités

Pour les références : **450081V1, 450082V1, 450083V1, 450084V1, 450090V1, 450091V1, 450092V1, 450095V1, 450096V1, 450099V1**

Par boîte : 90 unités

Par carton : 1 080 unités

Image



Unité de prélèvement sécurité montée avec adaptateur luer
+ corps de prélèvement universel (tubes + flacons d'hémoculture)



Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes	Péremption
450182	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec corps de prélèvement universel 8/10ème	21 G	19	Verte	60 mois après fabrication
450183	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec corps de prélèvement universel 6/10ème	23 G	19	Bleue	60 mois après fabrication
450184	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec corps de prélèvement universel 8/10ème	21 G	30	Verte	60 mois après fabrication
450185	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec corps de prélèvement universel 6/10ème	23 G	30	Bleue	60 mois après fabrication

NB : Les flacons d'hémoculture des sociétés BD (Bac Tec) et BioMérieux (BacT / ALERT) sont parfaitement compatibles avec les références 450182 / 450183 / 450184 / 450185.

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.



Unité de prélèvement sécurité montée avec adaptateur luer + corps de prélèvement

Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes	Péremption
450087V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec Corps de prélèvement 8/10ème	21 G	10	Verte	60 mois après fabrication
450085V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec Corps de prélèvement 8/10ème	21 G	19	Verte	60 mois après fabrication
450086V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec Corps de prélèvement 6/10ème	23 G	19	Bleue	60 mois après fabrication

Unité de prélèvement sécurité montée avec adaptateur Luer



Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes	Péremption
450083V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 8/10ème	21 G	10	Verte	60 mois après fabrication
450081V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 8/10ème	21 G	19	Verte	60 mois après fabrication
450095V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 8/10ème	21 G	30	Verte	60 mois après fabrication
450084V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 6/10ème	23 G	10	Bleue	60 mois après fabrication
450082V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 6/10ème	23 G	19	Bleue	60 mois après fabrication
450096V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 6/10ème	23 G	30	Bleue	60 mois après fabrication
450099V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur luer 5/10ème	25 G	30	Orange	60 mois après fabrication

Unité de prélèvement sécurité non montée (conforme également pour la perfusion)



Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes	Péremption
450091V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® non montée 8/10ème	21 G	19	Verte	60 mois après fabrication
450092V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® non montée 6/10ème	23 G	19	Bleue	60 mois après fabrication
450090V1	Unité de prélèvement sécurité VACUETTE® non montée 5/10ème	25 G	19	Orange	60 mois après fabrication

Avantages

La sécurité du préleveur associée au confort du patient

- / La solution pour les prélèvements "difficiles" et pour les prélèvements des flacons à hémoculture en toute sécurité.
- / UNIQUE : l'option corps de prélèvement universel en sachet unitaire stérile pour les prélèvements sur tubes et également pour flacons d'hémoculture.
- / Une mise en sécurité intégrée : uni-manuelle et irréversible grâce à une aiguille rentrante.
- / Une mise en sécurité en "temps zéro" : l'aiguille passe directement de la veine dans la gaine protectrice en s'éloignant de l'aiguille souillée.
- / Un indicateur de mise en sécurité audible.
- / Une gaine protectrice adaptée et transparente (bonne visualisation du retour veineux).
- / Une tubulure spécialement étudiée pour les prélèvements sanguins, sans effet "ressort".
- / Des aiguilles de qualité avec un triple biseau et parfaitement siliconée.

Les unités de prélèvement validées également pour la perfusion

INFORMATION IMPORTANTE :

- / Les références 450090V1, 450091V1 et 450092V1 de la gamme VACUETTE® sont des unités de prélèvement certifiées CE pour le prélèvement (collection) et la perfusion (infusion).
- / La validation CE des unités de prélèvement pour la perfusion est disponible auprès du fabricant Greiner Bio-One (SAFETY BLOOD COLLECTION SET / INFUSION SET).

Unités de prélèvement avec corps de prélèvement universel

INFORMATION IMPORTANTE :

- / Les flacons d'hémoculture de la société BD (Bac Tec) et BioMérieux (BacT / ALERT) sont parfaitement compatibles avec les références 450182 / 450183 / 450184 / 450185