



# UN LEADER MONDIAL DE L'INFLATION

PRÉCISION. POLYVALENCE. FACILITÉ D'UTILISATION.



Dispositifs d'inflation

# DISPOSITIFS D'INFLATION

Merit Medical compte parmi les leaders du marché de la technologie des dispositifs d'inflation depuis près de 30 ans. Notre étroite collaboration avec les cliniciens nous permet de créer des dispositifs innovants répondant au besoin d'une inflation plus rapide, plus important, plus précis et plus fiable.

## basixTOUCH™

Dispositif d'inflation

### RAPIDE ET POLYVALENT – Le BASIXTOUCH™

permet une inflation plus importante. Avec une capacité de pression de 35 atm et un volume de seringue de 30 ml, le dispositif basixTOUCH est idéal pour les laboratoires interventionnels utilisant des ballonnets haute pression d'un grand volume. Doté de filetages plus larges et d'une poignée à déblocage rapide, le dispositif basixTOUCH permet un gonflage et un dégonflage rapides pour les salles d'intervention très sollicitées qui recherchent une efficacité maximale.



Numéro de catalogue	Description du produit	Unités par boîte
IN8130	basixTOUCH	5
IN8152	basixTOUCH avec AccessPLUS	5
IN8302	basixTOUCH avec Honor	5
IN8352	basixTOUCH avec Honor + tubulure d'extension	5
IN8802	basixTOUCH avec PhD	5
IN8852	basixTOUCH avec PhD + tubulure d'extension, outil d'insertion et dispositif de torsion	5

**Indications :** Le dispositif d'inflation basixTOUCH est utilisé pour gonfler et dégonfler un ballonnet d'angioplastie ou autre dispositif d'intervention, ainsi que pour mesurer la pression dans le ballonnet.

# DISPOSITIFS D'INFLATION

Notre vaste gamme de produits offre un large éventail de caractéristiques et de tarifs – analogique et numérique, capacité de basse et haute pression – pour le gonflage, le dégonflage et la mesure des pressions dans un grand nombre de ballonnets et d'endoprothèses.

## basixTOUCH40™

Dispositif d'inflation

### DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES QUAND VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN.

Une intervention moyenne peut nécessiter plusieurs gonflages. Le temps nécessaire au gonflage et au dégonflage est donc d'une importance critique. Le basixTOUCH40™ vous offre la vitesse et les performances dont vous avez besoin pour répondre aux exigences de votre salle d'intervention très active.



Préparation d'une seule main

Numéro de catalogue	Description du produit	Unités par boîte
IN8140	Dispositif d'inflation basixTOUCH40	5

**Indications :** Le dispositif d'inflation basixTOUCH40 est utilisé pour gonfler et dégonfler un ballonnet d'angioplastie ou autre dispositif d'intervention, ainsi que pour mesurer la pression dans le ballonnet.


# DISPOSITIFS D'INFLATION

## basixCOMPAK™

Dispositif d'inflation analogique

### LE DISPOSITIF D'INFLATION DE RÉFÉRENCE POUR LE GONFLAGE INTERVENTIONNEL DES BALLONNETS

Avec plus de 10 millions de dispositifs utilisés dans le monde, le basixCOMPAK™ est un choix tout à fait fiable pour les salles d'intervention très sollicitées. Le basixCOMPAK offre une pression de 30 atm et un volume de 20 ml, et peut être associé à de nombreux kits d'angioplastie et nécessaires d'intervention.



Pour des configurations de kit supplémentaires, veuillez consulter le site [merit.com/compak](http://merit.com/compak).

Numéro de catalogue	Description du produit	Unités par boîte
IN4130	basixCOMPAK	10
IN4330	basixCOMPAK avec Honor	10
IN4352	basixCOMPAK avec Honor + tubulure d'extension	10
IN4530	basixCOMPAK avec AccessPLUS	10
IN4802	basixCOMPAK avec PhD	10
IN4852	basixCOMPAK avec PhD + tubulure d'extension	10


**Indications :** Le dispositif d'inflation basixCOMPAK est utilisé pour gonfler et dégonfler les ballonnetts d'angioplastie ou autres dispositifs d'intervention, ainsi que pour mesurer la pression dans le ballonnet.

# DISPOSITIFS D'INFLATION

## BLUE DIAMOND™

Dispositif d'inflation numérique + seringue d'administration de liquide

**AVEC UN MANOMÈTRE NUMÉRIQUE PRÉCIS** et un minuteur numérique, vous n'avez pas besoin de vous demander en combien de temps un gonflage a été effectué ou quelle pression a été obtenue. Le dispositif d'inflation numérique Blue Diamond™ est équipé d'un manomètre et d'un minuteur numériques intégrés. Il permet l'enregistrement et le rappel d'informations de gonflage antérieures. Idéal pour assurer une pression de gonflage précise et pour suivre les données de l'intervention.



Numéro de catalogue	Description du produit	Unités par boîte
IN7130	Blue Diamond	5
IN7152	Blue Diamond avec AccessPLUS	5
IN7352	Blue Diamond avec Honor + tubulure d'extension	5
IN7802	Blue Diamond avec PhD	5
IN7852	Blue Diamond avec PhD + tubulure d'extension	5

**Indications :** La seringue d'inflation Blue Diamond est utilisée pour gonfler et dégonfler des sondes pour angioplastie à ballonnet ou autres dispositifs interventionnels et pour mesurer la pression et le temps de gonflage du ballonnet pendant l'intervention. Elle permet également d'administrer des liquides et d'en contrôler la pression.

# VALVES HÉMOSTATIQUES ET ACCESSOIRES

## LES PATIENTS ET LE PERSONNEL MÉDICAL SOUHAITENT RÉDUIRE AU MINIMUM LES PERTES SANGUINES.

En réponse, Merit Medical a développé une gamme complète de valves hémostatiques pour réduire au minimum les pertes sanguines en médecine interventionnelle, tout en soutenant un large éventail de procédures et de dispositifs. Merit Medical compte parmi les leaders du marché en matière de conception et de fabrication de valves hémostatiques et a fabriqué plus de 10 millions de valves pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.



### PhD™

Le dispositif de petit calibre de 7,3 Fr simplifie les interventions grâce à un mécanisme simple de pression et relâchement actionnable d'une seule main. L'autre main est ainsi libérée pour la mise en place de l'équipement nécessaire à l'intervention.

Numéro de catalogue	Description
MAP800	Valve hémostatique seule
MAP801	Outil d'insertion métallique
MAP802	Outil d'insertion métallique, torqueur
MAP803	Outil d'insertion en plastique
MAP804	Outil d'insertion en plastique, torqueur
MAP850	Tubulure d'extension rajouter : de 23 cm
MAP851	Tubulure d'extension rajouter : de 23 cm outil d'insertion métallique, torqueur
MAP852	Tubulure d'extension rajouter : de 23 cm outil d'insertion métallique, torqueur
MAP853	Tubulure d'extension rajouter : de 23 cm outil d'insertion en plastique
MAP854	Tubulure d'extension rajouter : de 23 cm outil d'insertion en plastique, torqueur



### AccessPLUS™

Dispositif haut de gamme de gros calibre de 9 Fr avec valve Tuohy spécialement conçue pour améliorer la préhension du fil-guide.

Numéro de catalogue	Description
MAP150	Valve hémostatique seule
MAP151	Outil d'insertion métallique
MAP152	Outil d'insertion métallique, torqueur
MAP153	Outil d'insertion en plastique
MAP154	Outil d'insertion en plastique, torqueur



### Honor®

Dispositif de petit calibre de 7,2 Fr avec mécanisme anti-saignement push-pull. L'Honor est doté d'un joint anti-saignement innovant à trois fentes et d'un joint de type Tuohy.

Numéro de catalogue	Description
MAP300	Valve hémostatique seule
MAP301	Outil d'insertion métallique
MAP302	Outil d'insertion métallique, torqueur
MAP350	Tubulure d'extension rajouter : de 20cm
MAP352	Outil d'insertion en plastique, tubulure d'extension collée de 20 cm, Torqueur
MAP353	Outil d'insertion métallique, tubulure d'extension collée de 50 cm, torqueur
MAP354	Robinet d'arrêt, outil d'insertion en plastique, torqueur



**MAP500**  
Torqueur



**MAP550**  
Outil d'insertion métallique



**MAP600**  
Outil d'insertion en plastique

Avant utilisation, se reporter au mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, avertissements, précautions et consignes d'utilisation.



Understand. Innovate. Deliver.™

[merit.com](http://merit.com)

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095, États-Unis  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle  
East & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE  
Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733