



NOUS VOUS AVONS ÉCOUTÉS.
NOS PRODUITS ONT ÉVOLUÉ.



PreludeSYNC EVO™

Dispositif de compression radiale

Le dispositif de compression radiale PreludeSYNC EVO est utilisé pour aider à obtenir et à conserver l'hémostase de l'artère ulnaire et radiale suite à des procédures de cathétérisme.

CONÇU POUR PLUS DE VISIBILITÉ ET D'UNIFORMITÉ

- Large fenêtre transparente pour une visibilité sans obstacle du site.
- Optimisé pour une pression diffuse et uniforme du ballonnet.
- Cible visible pour un positionnement correct et facilité sur le site de l'artériotomie.

CONÇU POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

- Bouchon Slip-n-Lock™ maintenant solidement la seringue lors du gonflage/dégonflage.
- Raccordement spécialisé pour une sécurité inégalée lors du gonflage.
- Si vous ne disposez pas d'une seringue PreludeSYNC EVO, ôtez le bouchon Slip-n-Lock¹ pour effectuer le dégonflage avec une seringue Luer standard.



Raccordement spécialisé³

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence du produit	Description du produit	Unité/Boîte
SRB24LBAC	24 cm (connexion spécialisée)	5
SRB29LBAC	29 cm (connexion spécialisée)	5
SRB20EVOAC	Seringue seule de 20 ml (connexion spécialisée)	10

1. MISE EN GARDE : NE PAS retirer le bouchon Slip-n-Lock si la gaine est toujours dans le patient.

2. Résistance à la plicature par comparaison avec le principal concurrent. Données 6 F répertoriées. Merit décline toute responsabilité concernant la mise à jour des données du test.

3. Brevet en cours de dépôt.

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

merit.com

Merit Medical France
Centre d'affaires du
Parc des Lumières
46, avenue des Frères Lumière
78190 Trappes, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,
Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199
AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733



Prelude Sync EVO™
Dispositif de compression radiale
DDM 93/42/CEE Classe I Stérile
CE 0086 (BSI)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation

CONÇU POUR UN CONFORT INÉGALÉ

- Bracelet doux et confortable.
- Facile à attacher, ajuster et nettoyer.
- Disponible en 24 cm et 29 cm.

HARMONIE RADIALE

Prelude IDEAL™

Introducteur à gaine hydrophile

- Technologie unique à parois fines tressées.
- 23 % plus résistant à la plicature²

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial ou rendez-vous sur merit.com/IDeal

