


OPTIONS D'EXTENSION

POUR LA SURVEILLANCE HÉMODYNAMIQUE




Cathéters artériels pulmonaires
et de thermodilution Merit

Cathéters artériels pulmonaires et de thermodilution Merit

Monitoring Life™

- L'utilisation de plusieurs lumens permet de répondre aux besoins de monitoring avancés.
- La cale de sécurité unique de Merit empêche la surpression et la rupture potentielle de l'artère pulmonaire.
- Le bouclier anticontamination constitue une barrière supplémentaire pour le contrôle des infections.
- Disponible dans des cathéters de 5 à 7,5 French, avec 2 à 5 lumens.



Cale de sécurité Merit

CATHÉTERS DE THERMODILUTION

Code produit	Taille en French	Lumens	Longueur	Fil-guide pris en charge	Caractéristiques spéciales	Unités par boîte
Polyuréthane/Standard						
TD2504NDF	5 F	4	90 cm	Fil 0,018"	Cale de sécurité	5
TD2604NDF	6 F	4	110 cm	Fil 0,025"	Cale de sécurité	5
TD2604NXF	6 F	4	110 cm	Fil 0,025"	-	5
TD2704NDF	7 F	4	110 cm	Fil 0,025"	Manchon/Cale de sécurité	5
TD2704NXF	7 F	4	110 cm	Fil 0,025"	-	5
TD2755NDF	7,5 F	5	110 cm	Fil 0,025"	Manchon/Cale de sécurité	5
TD-2755NDPXF	7,5 F	5	110 cm	Fil 0,025"	Port régulateur/Cale de sécurité	5
TD2755NXF	7,5 F	5	110 cm	Fil 0,025"	-	5
Polyuréthane/Embout en S						
TD2704NCXF	7 F	4	110 cm	Fil 0,025"	-	5
Polyuréthane/Souple						
TD2755NX	7,5 F	5	110 cm	Fil 0,025"	-	5

CATHÉTERS ARTÉRIELS PULMONAIRES

Code produit	Taille en French	Lumens	Longueur	Fil-guide pris en charge	Unités par boîte
Polyuréthane					
TD2502NXF	5 F	2	90 cm	Fil 0,018"	5
TD2602NXF	6 F	2	110 cm	Fil 0,025"	5
TD2702NXF	7 F	2	110 cm	Fil 0,025"	5
CL2702NXF	7 F	2	110 cm	Fil 0,025"	5
TD2703NF	7 F	3	110 cm	Fil 0,025"	5

SYSTÈMES D'INJECTION ET ACCESSOIRES À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET NÉGATIVE CRITIKIT™

Produit Référence	Description	Stérile	Contenu de la boîte/du carton (unités)
680006	Boîtier du capteur d'injection tube entrant	Oui	25/250
680178	Système d'injection à température ambiante/négative Critikit (avec capteur de tube entrant et contrôle de seringue, sans serpentin refroidisseur)	Oui	5/20
682252	Seringue de contrôle 10 ml	Oui	10/50

Avant utilisation, lire attentivement les instructions d'utilisation pour connaître les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les consignes d'utilisation.



Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
Numéro de téléphone principal :
+1.801.253.1600
Service à la clientèle :
+1.801.208.4300

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733