

Fiche technique

Aiguille d'injection flexible

Aiguille sclérothérapie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G51GA01

Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0124

Première mise sur le marché de l'UE : 1998

Fabricant : UROTECH



Descriptif du dispositif :

Pour injection de produit de contraste.

Aiguille courte flexible : avec adaptateur Tuohy Borst (selon les références) pour fixation au canal opérateur du cystoscope et pour protection contre les éclaboussures. Orientation facile et continue de la position de l'aiguille grâce à la ligne de repérage.

Références Catalogue :

Aiguille courte flexible (Capacité d'injection : 0,9ml)

| Référence ASI | Référence fournisseur | Taille (FR/CH) | Diamètre aiguille (G) | Longueur aiguille (mm) | Longueur de travail (cm) |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Aiguille flexible | | | | | |
| 222007 | FIN-05-380 | 5 | 23 | 8 | 38 |
| 222008 | FIN-06-380 | 6 | 21 | 8 | 38 |
| Aiguille flexible avec adaptateur Tuohy Borst | | | | | |
| 222009 | FIN-TB-05-360 | 5 | 23 | 8 | 36 |
| 222010 | FIN-TB-06-360 | 6 | 21 | 8 | 36 |

Fiche technique

Composition du dispositif et accessoires : Principaux composants et matériaux :

Élément : Aiguille
Élément : Adaptateur

Matériau : Acier medical
Matériau : HDPE/POM

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie
Endoscopie

Indications :

Injection

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01