

Fiche Technique

PINCE A BIOPSIE Urologie

NeoBiteUro®

Pince biopsie endoscopie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	G58AZ99
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Ila
Réglement applicable :	2017/745
N° Organisme notifié :	0344
Première mise sur le marché de l'UE :	Octobre 2017
Fabricant :	FARTLEY
Provenance :	Chine
Statut d'Asept InMed :	Importateur



Descriptif du dispositif :

Pince à biopsie, usage unique, pour les biopsies du tissu muqueux par voie endoscopique.
Taille d'ouverture des mors : 3.2mm

Références Catalogue :

Désignation du produit	Volume prélèvement	Réf Fournisseur	Réf AIM	Code couleur étiquette
Longueur 120 cm, Ø 1.0 mm cuillères OVALES	0.35mm ³	400109001	222374	

Diamètre cathéter	Diamètre min. canal opérateur
1.0mm	1.2mm

Conditionnement :

Unité de vente : boîte de 2 unités

Basic UDI-DI : 69709008510137W

Désignation	Réf fournisseur	Réf AIM	UDI Unité	UDI Boîte 2u
Longueur 120 cm, Ø 1.0 mm cuillères OVALES	400109001	222374	06970900851269	16970900851266

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Poignée

Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène

Élément : Cuillères

Matériau : Acier inoxydable

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Urologie

Indications :

Biopsie tissus mous

Endoscopie biopsie

Ureteroscopie souple

Urologie

2 **PROCEDE DE STERILISATION** : Oxyde éthylène

3 **CONDITIONS DE CONSERVATION** :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Se référer à la notice d'utilisation.

Le canal opérateur de l'endoscope doit être au minimum d'un diamètre supérieur de 0.2mm par rapport au diamètre de l'instrument endoscopique utilisé.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 **PRECAUTIONS D'EMPLOI** :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr