

Fiche Technique

Sac à extraction

NeoBagGrip®

Sac à extraction endochirurgie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	F52FC20
Code UMDN :	17537
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Ila
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0123
Première mise sur le marché de l'UE :	Octobre 2017
Fabricant :	Suzhou Homeport Medical
Provenance :	Chine
Statut d'Asept InMed :	Importateur



Descriptif du dispositif :

Sac d'extraction à usage unique conçu pour la récupération de pièces opératoires pendant une procédure coelioscopique.

Dispositif constitué d'une poche de recueil pré-chargée conique, d'un manchon d'introduction et d'une poignée poussoir

Nécessite un trocart de Ø 10mm.

Longueur gaine : 278mm

Conditionnement : Carton de 5 unités

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Code couleur étiquette
Poche de recueil contenance 200ml, Ouverture 80x200mm	SL-B1	222342	Pink
Poche de recueil contenance 500ml, Ouverture 100x170mm	L-B	222343	Blue
Poche de recueil contenance 800ml, Ouverture 130x190mm	XL-B (800mL)	222344	Green
Poche de recueil contenance 1200ml, Ouverture 130x200mm	XL-B (1200mL)	222345	Purple
Poche de recueil contenance 1500ml, Ouverture 130x265mm	XL-B (1500mL)	222346	Yellow

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires : Principaux composants et matériaux :

Élément : Sac
Élément : Poignée

Matériau : Polyuréthane thermoplastique
Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Chirurgie
Digestif

Indications :

Accès laparoscopie
Chirurgie digestive
Coeliochirurgie
Coelioscopie
Laparoscopie
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : oxyde d'éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

S'assurer de la compatibilité avec les dispositifs médicaux associés avant usage

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'instructions

Contre-indications :

Se référer à la notice d'instructions.

Lorsque la laparoscopie est contre-indiquée

PIECES JOINTES :

Notice d'instructions.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr