

Fiche Technique

Adaptateur pour tubulure d'irrigation endoscope

NeoAdapter®

Endoscopie accessoire

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

A67AA99

Code CLADIMED :

Code LPPR* si applicable :

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

NA



Réf 222643



Réf 222498



Réf 222626

Classe du DM :

Is

Directive de l'UE applicable :

93/42/CE

N° Organisme notifié :

0197

Première mise sur le marché de l'UE :

Octobre 2017



Réf 222499



Réf 222348

Fabricant :

FARTLEY

Descriptif du dispositif :

Le NeoAdapter® est un adaptateur auxiliaire pour endoscopes à connecter à la tubulure d'irrigation pour endoscopie digestive NeoClean Tube® ou NeoClean Hybrid®

Tous nos adaptateurs sont munis d'une valve anti-retour.

Les adaptateurs métalliques (Référence 222348 et 222499) sont à usage 24H.

Les adaptateurs plastiques (Références 222626/222498 et 222643) sont à usage unique.

Conditionnement : Boîte de 100 unités.

Fiche Technique

Références Catalogue :

Désignation	Réf fournisseur	Réf ASI	Compatibilité	Code couleur étiquette
Adaptateur pour tubulure d'irrigation endoscope Olympus-NeoAdapter®	40110021	222348	Olympus	
Adaptateur plastique pour tubulure d'irrigation endoscope Olympus-NeoAdapter®	40120024	222626	Olympus	
Adaptateur plastique pour tubulure d'irrigation endoscope Fujifilm-NeoAdapter®	40120022	222498	Fujifilm	
Adaptateur pour tubulure d'irrigation endoscope Pentax-NeoAdapter®	40120023	222499	Pentax	
Adaptateur plastique pour tubulure d'irrigation endoscope Pentax-NeoAdapter®	40120124	222643	Pentax	

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Adaptateur métallique

Matériau : Dioxyde de Silicose

Élément : Adaptateur plastique

Matériau : Polycarbonate

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Endoscopie digestive

Irrigation

Voies digestives

2 **PROCEDE DE STERILISATION** : Oxyde éthylène

Fiche Technique

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01