

## Fiche Technique

# Tubulure irrigation pour endoscopie digestive

## NeoClean Tube

Endoscopie accessoire

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

<b>Code CLADIMED :</b>	A52ZZ99
<b>Code LPPR* si applicable :</b>	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
<b>Classe du DM :</b>	Is
<b>Directive de l'UE applicable :</b>	93/42/CE
<b>N° Organisme notifié :</b>	0197
<b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>	Octobre 2017
<b>Fabricant :</b>	FARTLEY
<b>Provenance:</b>	Chine
<b>Statut AIM:</b>	IMPORTATEUR



#### Descriptif du dispositif :

La tubulure d'irrigation NeoClean Tube est une alternative au tube d'irrigation réutilisable utilisé en endoscopie gastro-intestinale. Sa conception permet une utilisation pendant 24 heures sans besoin de retraitement.

Elle est destinée à assurer l'irrigation avec de l'eau stérile lors des procédures endoscopiques gastro-intestinales en utilisation conjointe avec une pompe d'irrigation. Utilisation de la tubulure avec un NeoAdapter à usage unique (car muni d'une valve anti-retour).

Conditionnement : Boîte de 15 unités.

#### Références Catalogue :

Désignation	Réf fournisseur	Réf ASI	Compatibilité
Tubulure irrigation NeoClean Tube	41205	222347	Pompe Erbe, Medivators, Olympus, Fujifilm, Pentax

#### Composition du dispositif et accessoires :

##### Principaux composants et matériaux :

Elément : Tube	Matériau : PVC
Elément : Bouchon	Matériau : Polycarbonate

## Fiche Technique

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Endoscopie

Digestif

**Indications :**

Endoscopie digestive

Irrigation

Voies digestives

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Oxyde éthylène

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage.

**Durée de validité du produit :**

3 ans.

**4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

**Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**Contre-indications :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**PIECES JOINTES :**

Notice d'utilisation.

**CONTACT :**

Service Qualité : [qualite@aseptinmed.fr](mailto:qualite@aseptinmed.fr)