

Fiche Technique

Tubulure prénettoyage canal aspiration

NeoCleanTube Suction

Endoscopie accessoire

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A67AA99
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	I
Réglement applicable :	2017/745
N° Organisme notifié :	0197
Première mise sur le marché de l'UE :	Sept. 2018
Fabricant :	FARTLEY
Provenance :	Chine
Statut d'Asept InMed :	Importateur



Descriptif du dispositif :

Tubulure de pré-nettoyage du canal d'aspiration pour endoscope Olympus. Composée d'un raccord et d'un lest, elle permet d'aspirer des solutions détergentes par l'orifice du canal opérateur de l'endoscope.

Conditionnement : Boîte de 50 unités

Références Catalogue :

Désignation	Réf fournisseur	Réf ASI	Compatibilité	Code couleur étiquette
Tubulure de prénettoyage du canal d'aspiration	40120050	222410	Olympus et Fujifilm	

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Tubulure

Matériau : PVC

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Perturbateurs endocriniens : Non renseigné

Substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) : Non renseigné

IRM compatibilité : Non applicable

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Endoscopie digestive

Irrigation

Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : NA (non stérile)

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

NA

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr