

Fiche Technique

Sac d'Extraction Espiner

Sac extraction endochirurgie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : F52FC20 / F52FC21

Code LPPR* si applicable : NA
*Liste des produits et prestations remboursables
inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0459

Première mise sur le marché de l'UE : 27/11/2002

Fabricant : Fannin (UK) Ltd
Provenance : Royaume Uni



Descriptif du dispositif :

Le système de récupération de tissus est conçu pour l'élimination en toute sécurité des tissus ou des organes au cours du processus de chirurgie laparoscopique.

Références Catalogue :

Fiche Technique

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cdt
SAC EXTRACTION LARGABLE			
SAC EXTRACTION - TROCARD 5 MM - 50 ML - OUVERTURE 38 X 90 MM - ECOSAC	EMP50ECO-R	222744	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 5 MM 60 ML - OUVERTURE 100 X 70 MM ECOSAC	EMP60ECO-R-10	222825	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 5 MM 80 ML - OUVERTURE 125 X 70 MM ECOSAC	EMP80ECO-R-10	222826	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION ECOSAC TROCARD 5 MM 200 ML OUVERTURE 230 X 200 MM	EMP200ECO-R-10	222818	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 10 MM - 200 ML - OUVERTURE 70 X 144 MM - ECOSAC	EMP100ECO-10	222745	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 5 MM - 100 ML - OUVERTURE 55 X 135 MM - ECOSAC	EMP110ECO-R-10	222746	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 12 MM - 550 ML - OUVERTURE 115 X 185 MM - ECOSAC	EMP140ECO-10	222747	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 12 MM - 1200 ML - OUVERTURE 170 X 180 MM - ECOSAC	EMP170ECO	222748	Boite de 5 unités
SAC EXTRACTION - TROCARD 10 MM - 200 ML - OUVERTURE 55 X 160 MM - STANDARD E-SAC	EMP100-INS-10	222753	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION TROCARD 10 MM - 80 ML OUVERTURE 45 X 100 MM - ECOSAC	EMP60ECO-10	222757	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION TROCARD 10 MM 100 ML OUVERTURE 57 X 100 MM - ECOSAC	EMP70ECO-10	222758	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION LONG TAIL TROCARD 10 MM 100 ML OUVERTURE 100 X 57 MM - ECOSAC	EMP70ECO-US-10	222827	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION LONG TAIL TROCARD 10 MM 200 ML OUVERTURE 144 X 70 MM - ECOSAC	EMP100ECO-US-10	222828	Boite de 10 unités
SAC EXTRACTION TROCARD 12 MM 750 ML OUVERTURE 102 X 235 MM - ECOSAC	EMP145ECO	222759	Boite de 5 unités
SAC EXTRACTION TROCARD 12 MM 3100 ML OUVERTURE 165 X 340 MM - ECOSAC	EMP230ECO	222760	Boite de 5 unités
SAC EXTRACTION TROCARD 15 MM 6000 ML OUVERTURE 320 X 410 MM - ECOSAC	EMP600ECO-5	222761	Boite de 5 unités
SAC EXTRACTION A POIGNEE			
SAC EXTRACTION TYPE EPUISSETTE - TROCARD 10MM - 150ML OUVERTURE 64x105MM - MASTER E-SAC	EMP80-WG-6	222749	Boite de 6 unités
SAC EXTRACTION TYPE EPUISSETTE - TROCARD 10MM - 200ML OUVERTURE 64x150MM - MASTER E-SAC	EMP100-WG-6	222750	Boite de 6 unités
SAC EXTRACTION TYPE EPUISSETTE - TROCARD 10MM - 550ML OUVERTURE 85x210MM - MASTER E-SAC	EMP120-WG-6	222751	Boite de 6 unités
SAC EXTRACTION TYPE EPUISSETTE - TROCARD 12MM - 1500ML OUVERTURE 110x260MM - MASTER E-SAC	EMP160-WG-3	222752	Boite de 3 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Sac Polyurethane (TPU)

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Chirurgie par laparoscopie

Indications :

Cholecystectomie

Laparoscopie, chirurgie du colon

Appendicectomie

Thoracoscopie

Retrait de nodule lymphatique

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde d'éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit : 5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'instructions

Contre-indications :

Se référer à la notice d'instructions.

PIECES JOINTES :

Notice d'instructions.

CONTACT :

Service QUALITE : qualite@aseptinmed.fr