

Fiche Technique

Pince extraction de corps étrangers

Neograspers®

Extracteur corps étranger

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A64BA03

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1


Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0197

Première mise sur le marché de l'UE : 2022

Fabricant : FARTLEY



Descriptif du dispositif :

Pince à préhension à usage unique composée de :

- Une mâchoire à dent de rat, ouverture large
- Un fil d'acier d'entraînement, enduit pour protéger le fil d'entraînement
- Une poignée avec œilletons pour maintenir et entraîner la pince
- Une bague pour ouvrir ou fermer la mâchoire
- Possibilité de rotation pour une saisie plus facile des corps étrangers

Indication :

Pince utilisée en combinaison avec un endoscope pour retirer des corps étrangers dans le tractus digestif

Conditionnement :

Boîte de 10 unités

Références Catalogue :

Désignation	Taille d'ouv. mors	Réf fournisseur	Réf ASI
Pince d'extraction dents de rat/alligator, rotatif, 1.8mm, Long. 1200mm	9.5 mm	40090161	222640
Pince d'extraction dents de rat/alligator, rotatif, 2.3mm, Long. 1600mm	14.3 mm	40090162	222641
Pince d'extraction dents de rat/alligator, rotatif, 2.3mm, Long. 2300mm	14.3 mm	40090163	222642

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Poignée	Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
Élément : Fil / Dents	Matériau : Acier inoxydable
Élément : Gaine	Matériau : Polyéthylène Haute Densité (HDPE)
Élément : Capuchon de protection des dents	Matériau : Caoutchouc en silicone

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Endoscopie digestive

Extraction corps étranger

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.
Entre 5et 35°C

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr