

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

### LAME STERILE POUR GREFFE EPIDERMIQUE - SG3

---

---

#### **Mode d'emploi :**

Déchirer délicatement le feuillet métallique, saisir le talon de la lame avec une pince stérile.  
La monter et la démonter sur un manche avec une pince stérile.

#### **Précautions d'emploi :**

Objet tranchant dangereux.  
Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

#### **Information complémentaire :**

Dispositif stérile à usage unique.  
Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

#### **Origine :**

Matières premières provenance d'Européenne.  
Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

#### **Questions :**

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: [marches@swann-morton-sinner.com](mailto:marches@swann-morton-sinner.com)
- Par téléphone : 04 42 29 08 08