

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

LAME STERILE POUR GREFFE DE PEAU « STRIP »

Mode d'emploi :

La lame pour la greffe de peau, longue de 158 mm comportant un bord tranchant sur une longueur et, sur l'autre bord, une rangée de trois perforations pour fixation sur un manche. Le montage et le dégagement de la lame se fait avec une pince stérile qui permet de l'extraire sans danger.

Précautions d'emploi :

Objet tranchant dangereux.
Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

Information complémentaire :

Dispositif stérile à usage unique.
Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

Origine :

Matières premières provenance d'Européenne.
Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

Questions :

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: marches@swann-morton-sinner.com
- Par téléphone : 04 42 29 08 08