

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

BISTOURI COUP-FIL STERILE

Mode d'emploi :

Décoller délicatement la pellicule couvrant le plateau. Lorsque le scellement est rompu, une marque blanche apparaît, celle-ci indique que la barrière stérile est également rompue.

Précautions d'emploi :

Objet tranchant dangereux.

Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

Information complémentaire :

Dispositif stérile à usage unique.

Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

Origine :

Matières premières provenance d'Européenne.

Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

Questions :

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: marches@swann-morton-sinner.com & administratif@swann-morton-sinner.com
- Par téléphone : 04 42 29 08 08