

PÉRIPHÉRIQUE INTERVENTIONNEL

CATALOGUE DES VENTES

applicable à compter du 01/01/2025



16.2 Cryoablation

IceRod™

Aiguilles de cryoablation 1.5



Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
H7493961435330	IceRod 1.5 CX 90°	90°	Oui
H7493968935330	IceRod 1.5CX Droite	Droite	Oui
H7493964940090	IceRod 1.5 i-Thaw™ Droite	Droite	Non
H7493963131950	IceRod 1.5 MRI 90°	90°	Non
H7493962931930	IceRod 1.5 MRI Droite	Droite	Non

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	
		✓
		✓

IceSeed™

Aiguilles de cryoablation 1.5



Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
H7493962332020	IceSeed 1.5 90°	90°	Non
H7493962232010	IceSeed 1.5 Droite	Droite	Non
H7493967334100	IceSeed 1.5 CX-S 90°	90°	Oui
H7493967534170	IceSeed 1.5CX 90°	90°	Oui
H7493968734170	IceSeed 1.5 CX Droite	Droite	Oui
H7493963031940	IceSeed 1.5 MRI 90°	90°	Non
H7493962831920	IceSeed 1.5 MRI Droite	Droite	Non

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
		✓
		✓

IceSphere™

Aiguilles de cryoablation 1.5



Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
H7493961535730	IceSphere 1.5 CX 90°	90°	Oui
H7493968835730	IceSphere 1.5 CX Droite	Droite	Oui
H7493962535580	IceSphere 1.5 Droite	Droite	Oui

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
	✓	

IceFORCE™

Aiguilles de cryoablation 2.1 CX



Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
H7493961736020	IceForce 2.1 CX 90°	90°	Oui
H7493962136180	IceForce 2.1 CX L 90°	90°	Oui

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	

IcePearl™

Aiguilles de cryoablation 2.1 CX



Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé
H7493961636010	IcePearl 2.1 CX 90°	90°	Oui
H7493962036170	IcePearl 2.1 CX L 90°	90°	Oui

Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
✓	✓	
✓	✓	

Aiguilles de cryoablation

Indications **tumeurs desmoïdes** uniquement (Code LPPR : 5392631)

Nouvelles Références	Description	Courbure	Shaft isolé	Compatible ICEfx	Compatible Visual ICE	Compatible Visual ICE MRI
BUN35-3961636010	IcePearl™ 2.1 CX 90°	90°	Oui	✓	✓	
BUN35-3961736020	IceForce™ 2.1 CX 90°	90°	Oui	✓	✓	
BUN35-3961535730	IceSphere™ 1.5 CX 90°	90°	Oui	✓	✓	
BUN35-3961435330	IceRod™ 1.5 CX 90°	90°	Oui	✓	✓	
BUN35-3962332020	IceSeed™ 1.5 90°	90°	Non	✓	✓	
BUN35-3967534170	IceSeed™ 1.5 CX 90°	90°	Oui	✓	✓	
BUN35-3967334100	IceSeed™ 1.5 CX S 90°	90°	Oui	✓	✓	
BUN35-3963031940	IceSeed™ 1.5 MRI 90°	90°	Non			✓
BUN35-3963131950	IceRod™ 1.5 MRI 90°	90°	Non			✓

Compatibilité Aiguilles-Consoles

Type d'aiguille			ICEfx™	Visual-ICE™	Visual-ICE™ MRI
Aiguilles CX 1.5	Droite	90°			
IceRod™ 1.5 CX	•		✓	✓	
IceSphere™ 1.5 CX	•		✓	✓	
IceSeed™ 1.5 CX-S	•		✓	✓	
IceSeed™ 1.5 CX	•		✓	✓	
Aiguilles CX 2.1	Droite	90°			
IceFORCE™ 2.1 CX	•		✓	✓	
IceFORCE™ 2.1 CX L	•		✓	✓	
IcePearl™ 2.1 CX	•		✓	✓	
IcePearl™ 2.1 CX L	•		✓	✓	
Aiguilles classique 1.5	Droite	90°			
IceRod™ 1.5 i-Thaw™	•		✓	✓	
IceSphere™ 1.5	•			✓	
IceSeed™ 1.5	•	•	✓	✓	
Aiguilles IRM 1.5	Droite	90°			
IceRod™ 1.5 MRI	•	•			✓
IceSeed™ 1.5 MRI	•	•			✓