

Carotid WALLSTENT™ Monorail™

Dispositif de stent carotidien

Référence	Stent implanté dans le vaisseau				Diamètre Stent déployé (mm)	Longueur Stent déployé (mm)	Diamètre externe System (F / mm)	Longueur de travail (cm)	Compatibilité : Diamètre interne Min.		
	Diam. Vaisseau (mm)	Longueur Stent (mm)	Diam. Vaisseau (mm)	Longueur Stent (mm)					Cathéter Guide (F)	Introduteur Guide (F)	
H965SCH647010	5	30	4	36	6	22	5.0 / 1,75	135	7	5	
H965SCH647070	7	30	6	36	8	21	5.0 / 1,75	135	7	5	
H965SCH647080	7	40	6	48	8	29	5.0 / 1,75	135	7	5	
H965SCH647090	7	50	6	62	8	36	5.0 / 1,75	135	7	5	
H965SCH647120	9	30	8	36	10	24	5.9 / 2,10	135	8	6	
H965SCH647130	9	40	8	49	10	31	5.9 / 2,10	135	8	6	
H965SCH647140	9	50	8	59	10	37	5.9 / 2,10	135	8	6	

Guide recommandé : 0.014 in (0,36 mm)

