



Cathéter à Fistule sécurisé SP302 Medikit

Fiche Technique



Cathéter SP 302 - Eclaté



Boîtier de sécurisation déployé

1. Cathéter – Fluororésine lubrifiée
2. Raccord central – PVC
3. Zone de clampage – PVC souple
4. Raccord Luer – PVC
5. Valve hémostatique – Polypropylène (5a et 5b) – Polyisoprène (5c et 5D)
6. Aiguille – acier inoxydable
7. Boîtier de recouvrement (sécurité) – Polycarbonate
8. Filtre adaptateur – 8a : polypropylène ; 8b : papier et polypropylène
9. Protecteur extérieur : Polypropylène.

Référence	Tailles Aiguille	Taille cathéter	Longueur	Couleur
SP302-16.25	16G	14G	25 mm	Vert
SP302-16.33	16G	14G	33 mm	Vert
SP302-17.25	17G	15G	25 mm	Orange
SP302-17.33	17G	15G	33 mm	Orange
SP302-18.25	18G	16G	25 mm	Rose

Conditionnement : boîte de 100 cathéters, carton de 10 boîtes

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Durée de vie : 5 ans

CE 0197

Fabricant : Togo Medikit – Tokyo, Japon

Mandataire Européen : Bernas Médical, 55 rue Stéphenson, 75018 PARIS.

dimed@bernas-medical.com