

# DONJOY®

## ATTELLE STAXX



### INDICATIONS :

- Lésions de l'articulation distale (3<sup>ème</sup> phalange - P3).

### CARACTÉRISTIQUES :

- Kit Attelle Staxx : assortiment de 30 par boîte.
- Composition d'un kit Attelle Staxx de 30 :
  - 3 x T1
  - 3 x T2
  - 3 x T3
  - 5 x T4
  - 4 x T5
  - 4 x T5,5
  - 4 x T6
  - 4 x T7
- Coloris : transparent. Pour le Kit : chair et transparent.
- Livrée à l'unité.
- En option : sangle de maintien (sachet de 25).
- Disponible en 8 tailles.

| TAILLE                                                 | CIRC. PHALANGE* | CODE ARTICLE  | CODE ACL      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| T1 - TRANSPARENT                                       | 4,5 cm          | 72251         | 3401079016058 |
| T2 - TRANSPARENT                                       | 4,8 cm          | 72252         | 3401079016119 |
| T3 - TRANSPARENT                                       | 5,1 cm          | 72253         | 3401079016287 |
| T4 - TRANSPARENT                                       | 5,7 cm          | 72254         | 3401079016348 |
| T5 - TRANSPARENT                                       | 6 cm            | 72255         | 3401079016409 |
| T5,5 - TRANSPARENT                                     | 6,9 cm          | 72256         | 3401079016577 |
| T6 - TRANSPARENT                                       | 7,2 cm          | 72257         | 3401079016638 |
| T7 - TRANSPARENT                                       | 8,1 cm          | 72258         | 3401079016867 |
| DÉSIGNATION                                            | CODE ARTICLE    | CODE ACL      |               |
| KIT ATTELLE DE DOIGT STAXX - BOITE DE 30 - TRANSPARENT | 79-72260        | 3401076950638 |               |
| KIT ATTELLE DE DOIGT STAXX - BOITE DE 30 - CHAIR       | 79-72250        | 3401045616466 |               |
| SANGLES ATTELLE DE DOIGT STAXX - SACHET DE 25          | 79-72240        | 3401045616237 |               |

Prescrire : **Attelle Staxx DonJoy®** - Non Remboursé S.S.

\*Mesurer la circonférence 1<sup>ère</sup> phalange sous l'ongle