

**INDICATIONS :**

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bimalléolaire.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avec ses 2 cellules pneumatiques distales, AirSelect[™] Standard offre un niveau de maintien modéré.
- Protection par coque intégrale.
- La semelle « Softstrike » permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- Livré avec une housse de protection (voir liste accessoires page 40).
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 1,6 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

Accessoire
semelle compensée
voir p40.



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	30 - 35,5	01EF-XS	34010 40686211
S	35,5 - 39,5	01EF-S	34010 40686389
M	39,5 - 43	01EF-M	34010 40686440
L	43 - 47	01EF-L	34010 40686501
XL	> 47	01EF-XL	34010 40686679

Prescrire : **Aircast[®] AirSelect[™] Standard** - Remboursé S.S. - 64,40 € TTC - L.P.P.R. : 2161530