

Référence	SC102
Description	Manipulateur double Govan/Chopper Phaco

Composition	Matériau(x) de l'instrument	Acier inoxydable
	Matériau(x) des parties en contact avec le patient	Acier inoxydable
Destination	Dimensions de l'instrument	Manipulateur double extrémité: Pointe Govan 0.31mm sur tige 17.89mm / Pointe Chopper 1.3 x 0.27 angulée à 90° sur tige 10.5mm. Manche 75.9mm. Longueur totale: 121.8mm
	Utilisation du dispositif / destination	Invasif Manipulateur du noyau ou de la lentille
Stérilisation	Usage unique?	Usage unique
	Stérile/Non stérile?	Sterile
	Si stérile : Procédure de stérilisation:	Rayon Gamma
	Si stérile : Re-Stérilisation après utilisation?	No
	Si non stérile : Procédure de nettoyage et stérilisation	N/A
Conditionnement et stockage	Type de Conditionnement primaire	Emballage blister (Tyvek / PETG)
	Quantité par emballage stérile (Unités)	1
	Type de boîte	Boîte en carton
	Quantité par boîte clinique (Unités)	10
	Condition de stockage	Humidité : 20-80% Température -5°C/50°C
	Péremption	3 ans
Réglementaire	Fabricant	SURGITRAC SIHONG Ltd
	Certificat	EC Certificate Directive 93/42/EEC Annex V
	Classe du Dispositif selon la directive dispositifs médicaux	Class IIa
	Règle de classification	6
	Code GMDN	59037
	Contient des Tissus biologiques ou d'origine animal?	Non
	Présence de Latex?	Sans latex
	Présence de produits actifs?	Non

