


Référence	SG19
Description	Marqueur IVT, 3.5mm/4.0mm

Composition	Matériau(x) de l'instrument	Acier inoxydable
	Matériau(x) des parties en contact avec le patient	Acier inoxydable
Destination	Dimensions de l'instrument	double extrémité, extrémité marqué 4,5mm et 3,5mm, longueur 110mm, manche 60mm, corps rond
	Utilisation du dispositif / destination	Non invasif Marqueur utilisé pour marquer la distance entre la limbe et le point d'injection
Stérilisation	Usage unique?	Usage unique
	Stérile/Non stérile?	Sterile
	Si stérile : Procédure de stérilisation:	Rayon Gamma
	Si stérile : Re-Stérilisation après utilisation?	No
	Si non stérile : Procédure de nettoyage et stérilisation	N/A
Conditionnement et stockage	Type de Conditionnement primaire	Sachet pelable(Tyvek / Pet-PE film)
	Quantité par emballage stérile (Unités)	1
	Type de boite	Boîte en carton
	Quantité par boite clinique (Unités)	10
	Condition de stockage	Humidité : 20-80% Température -5°C/50°C
	Péremption	3 ans
Réglementaire	Fabricant légal	SURGITRAC SIHONG Ltd
	Certificat	EC Certificate Directive 93/42/EEC Annex V : DD60123069 001
	Classe du Dispositif (selon la directive 93/42/CEE)	Class IIa
	Règle de classification (selon la directive 93/42/CEE)	6
	Code GMDN	35787
	Contient des Tissus biologiques ou d'origine animal?	Non
	Présence de Latex?	Sans latex
	Présence de produits actifs?	Non



Date : 25/05/2021	Validated by : Marie SUET Responsable Qualité et Affaires Réglementaires qualite@surgitrac-europe.com 16A, Rue de Jouanet – 35700 Rennes
-------------------	---