



No.	Description	Matériaux
1	Cache	PP
2	Aiguille	Acier inoxydable
3	Hub	PC
4	Ailette rotative	LDPE
5	Tube	PVC
6	Clamp	PP
7	Luer Lock	PC
8	Connecteur	PP

Dimensions Gauge Ø	mm x mm Ø x length	Couleur aillette	Référence
17 G, artérielle	1,5 x 20 mm		S8621700
17 G, veineuse	1,5 x 20 mm		S8621701
16 G, artérielle	1,6 x 20 mm		S8621606
16 G, veineuse	1,6 x 20 mm		S8621607
15 G, artérielle	1,8 x 20 mm		S8621506
15 G, veineuse	1,8 x 20 mm		S8621507

Artérielle avec un oeillet; clamp rouge, tube 15 cm ou 30cm. Veineuse sans oeillet; clamp bleu.



**BERNAS  
MEDICAL**

55, rue Stephenson - 75018 PARIS - Téléphone 01 53 41 41 42 - Fax 01 53 41 41 43 - dimed@bernas-medical.com

STERILE R

Les SysLoc® Mini Fistula sont stérilisées Gamme, contiennent des DEHP.

**bionic**... a **JMS**-corporation

Bionic Medizintechnik GmbH • Max-Planck-Straße 21 • D-61381 Friedrichsdorf/Germany  
Phone +49 (0) 6172-7576-0 • Fax +49 (0) 6172-7576-10 • info@bionic-jms.com • www.bionic-jms.com

Copying and presentation need the acceptance of Bionic.  
Bionic Medizintechnik GmbH, B-DAT-109E/02 2013-01