

Guides Extra-support

Amplatz Super Stiff™

Recommandé pour le placement ou le changement d'un cathéter au cours d'une intervention vasculaire ou non vasculaire.

Référence	Calibre (inch)	Longueur (cm)		Floppy (cm)
Droit - Extrémité souple de 7 cm				
M001465631	.035	75		7
M001465231	.035	145		7
M001465251	.035	180		7
M001465261	.035	260		7
M001465641	.038	75		6
M001465171	.038	145		6
M001465191	.038	180		6
M001465201	.038	260		6
Droit - Extrémité courte				
M001465091	.035	260		1
M001465101	.038	260		1
M001465181	.038	145		4
M001465241	.035	145		4
Extrémité J				
M001465001	.035	145		7
M001465011	.035	180		7
M001465021	.035	260		7
M001465031	.038	145		6
M001465041	.038	180		6

Conditionnement : 5 unités par boîte