

# CLIPS HEMOSTATIQUES

A usage unique



## ◆ Resolution™ 360 clip

Rotatif et repositionnable jusqu'à 5 fois (ouverture/fermeture des mors)

Référence	Longueur du cathéter (cm)	Ecartement des mors (mm)	Canal opérateur minimal (mm)	Unité(s) <i>par</i> <i>boîte</i>
M005 <b>2123 0</b>	235	11	2,8	<b>1</b>
M005 <b>2123 1</b>	235	11	2,8	<b>10</b>
M005 <b>2123 2</b>	235	11	2,8	<b>20</b>
M005 <b>2123 3</b>	235	11	2,8	<b>40</b>
M005 <b>2124 0</b>	155	11	2,8	<b>1</b>
M005 <b>2124 1</b>	155	11	2,8	<b>10</b>
M005 <b>2124 2</b>	155	11	2,8	<b>20</b>
M005 <b>2124 3</b>	155	11	2,8	<b>40</b>