

CATHETERS DE DILATATION A BALLONNET

A usage unique



INDICATION DASE* :

***Extraction de Calculs Biliaires par Macro-Dilatation**

Equivalences Pressions de gonflage						
ATM	3-6-10	3-5,5-9	3-5-8	3-4,5-8	3-4,5-7	3-4,5-6
kPa	304-608-1013	304-558-912	304-507-810	304-456-810	304-456-709	304-456-608

◆ CRE™ Wireguided sur guide*

ŒSOPHAGE, PYLORE, BILIAIRE - 1 BALLON, 3 DIAMETRES

Dilatation hydrostatique contrôlée à trois diamètres différents



Référence	Diamètres du ballonnet (mm)	Pressions de gonflage (ATM)	Longueur du ballonnet (cm)	Canal opérateur (mm)	Diamètre du cathéter (Fr) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Unité(s) par boîte
M005 5860 0	6 - 7 - 8	3 - 6 - 10	5,5	2,8*	7,5 / 2,5	180	1
M005 5861 0	8 - 9 - 10	3 - 5,5 - 9	5,5	2,8*	7,5 / 2,5	180	1
M005 5862 0	10 - 11 - 12	3 - 5 - 8	5,5	2,8*	7,5 / 2,5	180	1
M005 5863 0	12 - 13,5 - 15	3 - 4,5 - 8	5,5	2,8*	7,5 / 2,5	180	1
M005 5864 0	15 - 16,5 - 18	3 - 4,5 - 7	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	180	1
M005 5865 0***	18 - 19 - 20	3 - 4,5 - 6	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	180	1

*** pour oesophage seulement

* Olympus

** Pentax/Fujinon

◆ CRE™ Wireguided sur guide*

ŒSOPHAGE, PYLORE, COLON & BILIAIRE - 1 BALLON, 3 DIAMETRES

Dilatation hydrostatique contrôlée à trois diamètres différents

Référence	Diamètres du ballonnet (mm)	Pressions (ATM)	Longueur du ballonnet (cm)	Canal Opérateur (mm)	Diamètre du cathéter (Fr) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Unité(s) par boîte
M005 5866 0	6 - 7 - 8	3 - 6 - 10	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	240	1
M005 5867 0	8 - 9 - 10	3 - 5,5 - 9	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	240	1
M005 5868 0	10 - 11 - 12	3 - 5 - 8	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	240	1
M005 5869 0	12 - 13,5 - 15	3 - 4,5 - 8	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	240	1
M005 5870 0	15 - 16,5 - 18	3 - 4,5 - 7	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	240	1
M005 5871 0***	18 - 19 - 20	3 - 4,5 - 6	5,5	2,8*/3,2**	7,5 / 2,5	240	1

*** pour oesophage ou colon seulement

* Olympus

** Pentax/Fujinon

◆ CRE™

ŒSOPHAGE - 1 BALLON, 3 DIAMETRES

Dilatation hydrostatique contrôlée à trois diamètres différents

Référence	Diamètres du ballonnet (mm)	Pressions (ATM)	Longueur du ballonnet (cm)	Canal Opérateur (mm)	Diamètre du cathéter (Fr) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Unité(s) par boîte
M005 5833 0	6 - 7 - 8	3 - 6 - 10	8	2,8	6 / 2	180	1
M005 5834 0	8 - 9 - 10	3 - 5,5 - 9	8	2,8	6 / 2	180	1
M005 5835 0	10 - 11 - 12	3 - 5 - 8	8	2,8	6 / 2	180	1
M005 5836 0	12 - 13,5 - 15	3 - 4,5 - 8	8	2,8	6 / 2	180	1
M005 5837 0	15 - 16,5 - 18	3 - 4,5 - 7	8	2,8	6 / 2	180	1
M005 5838 0	18 - 19 - 20	3 - 4,5 - 6	8	2,8	6 / 2	180	1