



CE 0123  
Classe IIa

## FICHE TECHNIQUE

### DRAINAGE CHIRURGICAL POST OPERATOIRE A USAGE UNIQUE

## MINI REDONS

Cladimed : F54EA02

Set complet de drainage à soufflet 20 cc et 50 cc avec un drain et une aiguille alène sous **double emballage stérile**.

#### COMPOSITION :

ELEMENT	COMPOSITION	CARACTERISTIQUES
Flacon de 20, 50 cc	Polyéthylène	Soufflet
Drain de redon radiodectable	PVC	Longueur 500 mm Perforation 150 mm
Aiguille alène	Nickel chromé	CH 6 longueur : 5.5 cm CH 8 longueur : 7 cm
Mode de stérilisation	Oxyde d'éthylène	Validité de 5 ans

#### REFERENCES :

Référence	Volume	Charrière Drain Aiguille Alène	Dépression de départ	Conditionnement	
				Boîte	Carton
<b>28021 - 22536</b>	20 cc	CH 6	200 mbar	20 unités	8 boîtes
<b>28051 - 22553</b>	50 cc	CH 6	105 mbar	10 unités	8 boîtes
<b>28052 - 22554</b>	50 cc	CH 8	105 mbar	10 unités	8 boîtes

#### MODE D'EMPLOI

Mettre en place le drain de redon dans la plaie à drainer  
Presser le soufflet au maximum  
Introduire le drain dans la vis bleue  
Serrer la vis bleue autour du drain

IHT CLINICAL - 6 Allée du Catchère - 31770 Colomiers  
Tel : 05.62.74.08.44 - Fax : 05.62.74.08.43

Pharmacien Responsable :  
Geneviève CLIPET