

CATHETERS DE DILATATION A BALLONNET POUR ACHALASIE

à usage unique

◆ Rigiflex™ II

ACHALASIE

Sur guide (livré avec guide Super Stiff) - s'utilise en parallèle de l'endoscope

Dilatation pneumatique à utiliser avec système de gonflage (voir ci-dessous)



Référence	Diamètre du ballonnet (Fr) / (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Diamètre du cathéter (Fr) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Unité(s) par boîte
M005 5450 0	90 / 30	10	14 / 4,67	90	1
M005 5451 0	105 / 35	10	14 / 4,67	90	1
M005 5452 0	120 / 40	10	14 / 4,67	90	1

◆ Système de gonflage

Pour Rigiflex™ II Achalasie

Réutilisable



Référence	Description	Pression (PSI)	Unité(s) par boîte
M005 5320 0	Poire pour dilatation pneumatique avec manomètre	17 max.	1