

PANIER D'EXTRACTION - fil guide court

A usage unique



◆ Trapezoid™ RX

Pince à panier d'extraction pour utilisation avec guide

Référence	Modèle du panier	Diamètre du panier (cm)	Longueur du panier (cm)	Guide conseillé (inch) / (mm)	Longueur du cathéter (cm)	Taille du cathéter (mm)	Unité(s) par boîte
M005 1086 0	Hexagonal-4 brins	1,5	3	0.035 / 0,89	180	2,3	1
M005 1087 0	Hexagonal-4 brins	2,0	4	0.035 / 0,89	180	2,3	1
M005 1088 0	Hexagonal-4 brins	2,5	5	0.035 / 0,89	180	2,3	1
M005 1089 0	Hexagonal-4 brins	3,0	6	0.035 / 0,89	180	2,3	1

Guide recommandé DREAMWIRE™ - Utiliser la poignée de gonflage Alliance™ II M005 **5062** 0 pour lithotripsie mécanique