



Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG partiellement couvertes en Polyuréthane – Largage distal

Endoprothèses trachéales



Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Longueur couverte (mm)
M00564820	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	14	80	65
M00564830	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	40	25
M00564840	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	60	45
M00564850	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	80	65
M00564860	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	40	25
M00564870	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	60	45
M00564880	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	80	65
M00564890	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	40	25
M00564900	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	60	45
M00564910	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	80	65

Endoprothèses bronchiques

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)	Longueur couverte (mm)
M00564740	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	8	40	25
M00564750	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	30	15
M00564760	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	40	25
M00564770	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	30	15
M00564780	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	40	25
M00564790	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	30	15
M00564800	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	40	25
M00564810	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	60	45

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: Fil guide pulmonaire Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), Référence M00515171

Caractéristiques supplémentaires de toutes les endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex: la longueur du travail du système de mise en place est de 95 cm, le diamètre interne maximum du corps du cathéter est de 16 F (5,33 mm), l'endoprothèse est comprimée sur un cathéter pour la mise en place. Plage de diamètre externe du système 15-22 F (5,00-7,33 mm)



Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage proximal

Endoprothèses trachéales



Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564710	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	14	40
M00564720	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	14	60

Endoprothèses bronchiques

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564640	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	8	20
M00564650	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	8	40
M00564660	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	20
M00564670	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	40
M00564680	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	20
M00564690	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	40
M00564700	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	20

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: Fil guide pulmonaire Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), Référence M00515171

Caractéristiques supplémentaires de toutes les endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex: la longueur du travail du système de mise en place est de 95 cm, le diamètre interne maximum du corps du cathéter est de 16 F (5,33 mm), l'endoprothèse est comprimée sur un cathéter pour la mise en place. Plage de diamètre externe du système 15-22 F (5,00-7,33 mm)



Endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex™ NG non couvertes – Largage distal

Endoprothèses trachéales



Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564530	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	40
M00564540	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	16	60
M00564560	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	40
M00564570	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	18	60
M00564590	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	40
M00564600	Endoprothèse trachéale Ultraflex NG	20	60

Endoprothèses bronchiques

Références	Description	Ø ext. maximum du stent (mm)	Longueur du stent (mm)
M00564500	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	10	30
M00564510	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	12	30
M00564520	Endoprothèse bronchique Ultraflex NG	14	30

Conditionnement: 1 par boîte

Guide recommandé: Fil guide pulmonaire Jagwire™ 0,035 in (0,89 mm), Référence M00515171

Caractéristiques supplémentaires de toutes les endoprothèses trachéobronchiques Ultraflex: la longueur du travail du système de mise en place est de 95 cm, le diamètre interne maximum du corps du cathéter est de 16 F (5,33 mm), l'endoprothèse est comprimée sur un cathéter pour la mise en place. Plage de diamètre externe du système 15-22 F (5,00-7,33 mm)