

Ballons d'angioplastie Bas Profil

Coyote™ ES 0.014"



Coyote™ ES dispose d'un ultra-bas profil de 0.017".

Disponible en Monorail et Coaxial.

Pression maximale 14 ATM <3mm Ø puis 12 ATM

Version Coaxiale

Référence	Longueur Shaft (cm)	Diamètre Ballon inflaté (mm)	Ballon Longueur (mm)	Introducteur recommandé (Fr)	Cathéter Guide (Fr)
H74939134152010	142	1,5	20	4	6
H74939134202010	142	2,0	20	4	6
H74939134203010	143	2,0	30	4	6
H74939134204010	144	2,0	40	4	6
H74939134252010	143	2,5	20	4	6
H74939134253010	144	2,5	30	4	6
H74939134254010	145	2,5	40	4	6
H74939134302010	143	3,0	20	4	6
H74939134303010	144	3,0	30	4	6
H74939134304010	145	3,0	40	4	6
H74939134352010	143	3,5	20	4	6
H74939134353010	144	3,5	30	4	6
H74939134354010	145	3,5	40	4	6
H74939134402010	143	4,0	20	4	6
H74939134403010	144	4,0	30	4	6
H74939134404010	145	4,0	40	4	6

Version Monorail

Référence	Longueur Shaft (cm)	Diamètre Ballon inflaté (mm)	Ballon Longueur (mm)	Introducteur recommandé (Fr)	Cathéter Guide (Fr)
H74939135152010	143	1,5	20	4	5
H74939135202010	143	2,0	20	4	5
H74939135203010	144	2,0	30	4	5
H74939135204010	145	2,0	40	4	5
H74939135252010	144	2,5	20	4	5
H74939135253010	145	2,5	30	4	5
H74939135254010	146	2,5	40	4	5
H74939135302010	144	3,0	20	4	5
H74939135303010	145	3,0	30	4	5
H74939135304010	146	3,0	40	4	5
H74939135352010	144	3,5	20	4	5
H74939135353010	145	3,5	30	4	5
H74939135354010	146	3,5	40	4	5
H74939135402010	144	4,0	20	4	5
H74939135403010	145	4,0	30	4	5
H74939135404010	146	4,0	40	4	5

Conditionnement unitaire