


Guides d'angioplastie avec Extrémité Radiopaque

Platinum Plus™

Guide supersélectif. Extrémité Droite et préformable.

Revêtement hydrophile sur sa partie distale.



Référence	Calibre (inch)	Longueur totale (cm)	Floppy (cm)	Longueur Marqueur (cm)	Longueur Préformable (cm)
M001467400	.014	180		5	3
M001467120	.014	300		3	1
M001466000	.018	145	10	15	3
M001466010	.018	180	10	15	3
M001466020	.018	260	10	15	3
M001466040	.018	180		7	3
M001466050	.018	260		7	3
M001466100	.025	180		9	3
M001466110	.025	260		9	3

Conditionnement unitaire