



Stent serti sur ballon

Express LD™

Stent Périphérique PRE-MONTE, coaxial, guide 0.035"



Stent en acier 316L, pré-monté sur un ballon "non-compliant" UT-SDS (Ultrathin-Stent Delivery System).
Architecture en "Tandem" brevetée :

Pression max ballon : 12ATM

taille de l'introducteur :

6 Fr => pour diamètre stent entre 5-17 et 8-37

7 Fr => pour diamètre stent à partir de 8-57

Code LLPR : 3183194

Référence		Stent		Introducteur	Cathéter
Longueur du cathéter		Diamètre	longueur	Fr	profil
75 cm	135 cm	mm	mm		Inch
H74938162520750	H74938162520130	5	17	6	.076
H74938162530750	H74938162530130	5	27	6	.077
H74938162540750	H74938162540130	5	37	6	.076
H74938162560750	H74938162560130	5	57	6	.077
H74938162620750	H74938162620130	6	17	6	.077
H74938162630750	H74938162630130	6	27	6	.080
H74938162640750	H74938162640130	6	37	6	.076
H74938162660750	H74938162660130	6	57	6	.078
H74938162720750	H74938162720130	7	17	6	.078
H74938162730750	H74938162730130	7	27	6	.081
H74938162740750	H74938162740130	7	37	6	.080
H74938162760750	H74938162760130	7	57	6	.079
H74938162820750	H74938162820130	8	17	6	.081
H74938162830750	H74938162830130	8	27	6	.082
H74938162840750	H74938162840130	8	37	6	.082
H74938162860750	H74938162860130	8	57	7	.086
H74938162920750	H74938162920130	9	25	7	.092
H74938162940750	H74938162940130	9	37	7	.092
H74938162960750	H74938162960130	9	57	7	.092
H74938162102070	H74938162120130	10	25	7	.094
H74938162104070	H74938162140130	10	37	7	.092
H74938162106070	H74938162160130	10	57	7	.091

Conditionnement unitaire