

WallFlex™ Duodenal **Soft**, Système de stent avec système de mise en place à verrouillage par ancrage – Références

Références	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (cm)	Longueur du Système de mise en place (cm)	Diamètre du système de mise en place (F/mm)	Diamètre du guide (Inches/mm)
M00555800	23 / 18	6	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555810	23 / 18	9	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555820	23 / 18	12	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555830	25 / 20	6	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555840	25 / 20	9	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555850	25 / 20	12	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555860	27 / 22	6	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555870	27 / 22	9	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89
M00555880	27 / 22	12	230	9 / 3.2	0.035 / 0.89