

ENDOPROTHESES PLASTIQUES STANDARDS - fil guide long

◆ Flexima™ ***



Stent biliaire avec système de mise en place

Référence	Technique CPRE	Diamètre externe (Fr) / (mm)	Distance entre les ergots (cm)	Longueur du cathéter (cm)	Guide conseillé (inch) / (mm)	Unité(s) par boîte
M005 3920 0	Standard	7 / 2,33	5	200	0.035 / 0,89	1
M005 3921 0	Standard	7 / 2,33	7	200	0.035 / 0,89	1
M005 3922 0	Standard	7 / 2,33	10	200	0.035 / 0,89	1
M005 3923 0	Standard	7 / 2,33	12	200	0.035 / 0,89	1
M005 3924 0	Standard	7 / 2,33	15	200	0.035 / 0,89	1
M005 3925 0	Standard	8,5 / 2,83	5	200	0.035 / 0,89	1
M005 3926 0	Standard	8,5 / 2,83	7	200	0.035 / 0,89	1
M005 3927 0	Standard	8,5 / 2,83	10	200	0.035 / 0,89	1
M005 3928 0	Standard	8,5 / 2,83	12	200	0.035 / 0,89	1
M005 3929 0	Standard	8,5 / 2,83	15	200	0.035 / 0,89	1
M005 3930 0	Standard	10 / 3,33	5	200	0.035 / 0,89	1
M005 3931 0	Standard	10 / 3,33	7	200	0.035 / 0,89	1
M005 3932 0	Standard	10 / 3,33	10	200	0.035 / 0,89	1
M005 3933 0	Standard	10 / 3,33	12	200	0.035 / 0,89	1
M005 3934 0	Standard	10 / 3,33	15	200	0.035 / 0,89	1
M005 3935 0	Standard	11,5 / 3,83	5	200	0.035 / 0,89	1
M005 3936 0	Standard	11,5 / 3,83	7	200	0.035 / 0,89	1
M005 3937 0	Standard	11,5 / 3,83	10	200	0.035 / 0,89	1
M005 3938 0	Standard	11,5 / 3,83	12	200	0.035 / 0,89	1
M005 3939 0	Standard	11,5 / 3,83	15	200	0.035 / 0,89	1

Guide recommandé DREAMWIRE™