



## FICHE PRODUIT

**Dénomination Commerciale:**

Endogaine à usage unique

**Fabricant:**Vision-Sciences, Inc.  
40 Ramland Rd, South, suite 1  
Orangeburg, NY 10962**CST-4000**

Référence	Description	Taille (CH)	Diamètre
VS-08-4101	Endogaine avec canal instrumental 2,1mm	6,3FR	4,7X5,8mm
VS-08-4102	Endogaine avec canal d'irrigation 1,5mm	5,2FR	4,7X5,4mm

**CST-5000**

Référence	Description	Taille (CH)	Diamètre
VS-08-5101	CST Endogaine avec canal d'irrigation/instrumental 2,1mm	6,3FR	4,7X5,8mm
VS-08-5102	Endogaine Diagnostique avec canal d'irrigation 1,5mm	5,2FR	4,7X5,4mm

**Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:**

POLYMERE

**Particularités d'utilisation:**

Toujours stérile et prêt à l'emploi; l'endogaine couvre complètement le cystoscope.

**Présence de Latex: Non****Précautions d'emploi:**

Avant d'insérer le cystoscope dans la gaine, il faut s'assurer que le tube d'insertion est propre, sect et intact.

Usage unique:	Oui
Stérile:	Oui
Mode de stérilisation:	Oxyde d'éthylène
Lieu de stérilisation:	
Péremption:	3 ANS

<b>Code LPPR: N/A</b>
<b>Numéro d'agrément: N/A</b>

**Autorisation de marquage CE:**

Organisme notifié:	UL Intl (UK) Ltd.
Numéro de certificat:	475.160822
Date:	29/08/2016 - Validité: 28/08/2019
Classe du produit:	I STERILE

**Conditionnement:**

Unité d'emploi (par sachet stérile):	1
Unité protégée:	10
Unité de vente:	10
Nature emballage:	PETG/Tyvek