



## Fiche Produit

### Dénomination commerciale

*InjeTak Aiguille d'injection cystoscopique de précision*

### **Fabricant**

Laborie - International  
6415 Northwest Drive, Unit 11,  
Mississauga, Ontario L4V 1X1  
CANADA

Quality Management System: 13485:200"  
Notify Body: BSI  
Certificate Number: N/A  
Effective Date: N/A

Référence	Longueur	Gauge	Profondeur
<i>DIS199</i>	35 cm	23G	0,2,3,4,5 mm
<i>DIS201</i>	70 cm	23G	

### **Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:**

Polypropylène et acier inoxydable

### **Particulars of application**

InjeTAK contient un mécanisme de contrôle qui permet de réguler la profondeur de pénétration de 0,2,3,4 et 5 mm pour effectuer une injection dans la vessie. En fonction de l'épaisseur de la paroi de la vessie, la profondeur de pénétration de l'aiguille peut être ajustée si nécessaire.

**Présence de Latex:** Non

### **Indications clinique:**

*Les aiguilles sont destinés à être utilisé pour l'injection de médicaments ou de substances dans les tissus ou structures durant les procédures endoscopiques.*

Usage unique:	Oui
Stérile:	Oui
Mode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Péremption	3 ans

<b><u>Autorisation de marquage CE:</u></b>	
Notified Body:	BSI
Certificate Number:	592088
Date expiration	02/08/22
Product Class:	Ila

### **Conditionnement**

Unité d'emploi (par sachet stérile)	1
Unité protégé	10
Unité de vente	10
Nature emballage	Tyvek