

## Adaptateurs

Référence	UPN/Référence	Description
SC-9004-XX	M365SC9004XXX	<p><b>Connecteur M1 Precision™</b>  <b>(permet de connecter une sonde à 4 contacts Medtronic à un GII Boston Scientific)</b></p> <p><b>Contenu de l'emballage</b>            (1) Adaptateur M1            (1) Clé hexagonale            (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (non stériles)</p> <p><i>Remarque : l'adaptateur M1 Precision™ nécessite l'utilisation d'adhésif médical.</i></p> 
SC-9004-35	M365SC9004350	<b>Connecteur M1 35 cm Precision™</b>
SC-9004-55	M365SC9004550	<b>Connecteur M1 55 cm Precision™</b>
SC-9004-70	M365SC9004700	<b>Connecteur M1 70 cm Precision™</b>
SC-4320	M365SC43200	<b>Adhésif médical</b>